



THERAPIESCHUHE

THERAPY SHOES

2018 / 2019

HERBST / WINTER 2018/2019 – THERAPIESCHUHE IM 2- UND 3-WEITENSYSTEM UND ANTIVARUSCHUHE
FALL / WINTER 2018/2019 – THERAPY SHOES IN 2- AND 3-WIDTHS SYSTEM AND ANTIVARUS SHOES

INHALT CONTENT

| | | | | | |
|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
| NEUHEITEN / NEW ARRIVALS | 03 | Madrid..... | 30 | SANDALEN / SANDALS | 50 |
| SOHLEN / SOLES | 04 | Alicante..... | 31 | Ancona..... | 52 |
| HALBSTIEFEL / ANKLE BOOTS ❄️..... | 06 | Cadiz..... | 31 | Safari..... | 52 |
| Oslo..... | 08 | Barcelona..... | 31 | Olbia..... | 52 |
| Helsinki..... | 09 | Valencia..... | 31 | Genua..... | 53 |
| Bergen..... | 09 | Bilbao..... | 31 | Bergamo..... | 53 |
| Cardiff..... | 10 | Cordoba Light..... | 32 | Bibione..... | 53 |
| Toronto..... | 11 | Lissabon Light..... | 33 | Como Camo..... | 54 |
| Ontario..... | 11 | Faro Light..... | 34 | Ravenna..... | 54 |
| New York..... | 12 | Porto Light..... | 35 | Kos..... | 54 |
| Boston..... | 12 | HALBSCHUHE / SNEAKERS | 36 | Milano 2..... | 55 |
| Vancouver..... | 13 | Newport Light..... | 38 | Bari..... | 55 |
| Carolina..... | 13 | Swansea Light..... | 38 | Ravenna Light..... | 56 |
| HALBSTIEFEL / ANKLE BOOTS | 14 | Coventry Light..... | 39 | Florida Light..... | 57 |
| Belfast..... | 16 | Manchester..... | 39 | Florida..... | 57 |
| Derby 2..... | 16 | Modena Light..... | 40 | Texas Light..... | 57 |
| Wien..... | 16 | Modena..... | 40 | Texas..... | 57 |
| Oxford..... | 16 | Illinois..... | 40 | INFORMATIONEN / INFORMATION | 58 |
| Kingston..... | 17 | San Diego Light..... | 41 | Weitensysteme / Width systems..... | 58 |
| Atlanta..... | 18 | Sacramento Light..... | 41 | Orthesenschuhe / Orthotic shoes..... | 60 |
| Memphis..... | 18 | San Diego..... | 41 | Antivarusschuhe / Antivarus shoes..... | 61 |
| Baltimore..... | 19 | Indiana..... | 42 | Größenbest. / Size determination..... | 62 |
| Charlotte..... | 20 | Portland..... | 42 | ÜBERSICHT / SUMMARY | 66 |
| Nashville..... | 20 | Washington..... | 43 | OT/OT ORTHESE / AFOs/DAFOs | |
| Dallas..... | 21 | Venice 2..... | 44 | OS/FO ORTHESE SCHMAL / FOOT ORTHOTICS | |
| Orlando..... | 21 | Riva 2..... | 44 | AV/AV ANTIVARUS / ANTIVARUS | |
| Oregon Light..... | 22 | Livorno..... | 45 | NT/NT NEUTRAL / NEUTRAL | |
| Montana Light..... | 22 | San Remo..... | 45 | ❄️ WARM GEFÜTTERT / WARM LINING | |
| New Jersey 2..... | 23 | Utah Light..... | 46 | SALE LAGERABVERKAUF / CLEARANCE SALE | |
| New Jersey..... | 23 | Utah..... | 46 | NEW NEUHEIT / NEW ARRIVAL | |
| BOA HALBSCHUHE / BOA SNEAKERS ❄️..... | 24 | Georgia Light..... | 47 | * LIEFERBAR AB OKTOBER / AVAILABLE FROM OCTOBER | |
| Toledo..... | 26 | Iowa Light..... | 47 | | |
| Andorra Light..... | 26 | Maryland..... | 47 | | |
| Sevilla Light..... | 27 | Iowa..... | 47 | | |
| BOA HALBSCHUHE / BOA SNEAKERS | 28 | Ohio Light..... | 48 | | |
| Barcelona Light..... | 30 | Ohio..... | 49 | | |

SEVILLA LIGHT

SEITE 27 / PAGE 27

CORDOBA LIGHT

SEITE 32 / PAGE 32

NEUHEITEN
NEW ARRIVALS

OSLO

SEITE 08 / PAGE 08





PERPEDES EXTRALIGHT – DAS LEICHTGEWICHT

- Geringes Gewicht und hohe Rutschfestigkeit
- Hohe Flexibilität und gute Dämpfung
- Lange Haltbarkeit durch hohe Abriebfestigkeit
- Individuelle Schuhzurichtungen sind möglich
- Weiße Sohle: Non-Marking, für Hallenbenutzung geeignet

PERPEDES EXTRALIGHT – THE LIGHTWEIGHT

- Lightweight and highly slip resistant
- High flexibility and good shock absorption
- Low wear due to high abrasion resistance
- Individual adjustments possible
- White sole: Non-marking, hence suitable for gym floors



PERPEDES WINTERPROFILSOHLE – DIE SICHERE

- Griffige Gummilaufsohle mit integriertem EVA-Keil
- Gute Rutschfestigkeit
- Individuelle Schuhzurichtungen sind möglich
- Lange Haltbarkeit durch hohe Abriebfestigkeit

PERPEDES WINTER PROFILE SOLE – THE SAFE ONE

- Non-slip rubber soles with integrated EVA-wedge
- High slip resistance
- Individual adjustments possible
- Low wear due to high abrasion resistance



SÄGEZAHNSOEHLE – DIE BEWÄHRTE

- Griffige Gummilaufsohle mit integriertem EVA-Keil
- Hohe Rutschfestigkeit durch das Sohlenprofil
- Lange Haltbarkeit durch hohe Abriebfestigkeit
- Individuelle Schuhzurichtungen sind möglich

SAWTOOTH-SOLE – THE RELIABLE ONE

- Non-slip rubber soles with integrated EVA-wedge
- High slip resistance due to well defined cleats
- Low wear due to high abrasion resistance
- Individual adjustments possible



CILINDRETTI SOHLE – DIE SPEZIELLE

- Gummilaufsohle mit integriertem EVA-Keil
- Individuelle Schuhzurichtungen sind möglich

CILINDRETTI SOLE – THE SPECIAL ONE

- Rubber soles with integrated EVA-wedge
- Individual adjustments possible



EVA SOHLE – DIE VERTRAUTE

- Schrittdämpfende Eigenschaften
- Widerstandsfähig und besonders langlebig

EVA SOLE – THE FAMILIAR ONE

- Shock absorbent properties
- Durable and long-lasting

SOHLEN FÜR BESTE BODENHAFTUNG SOLES FOR OPTIMAL GRIP

Sie ist die Basis eines jeden Schuhs, schützt den Fuß und ist der wichtigste Boden unter unseren Füßen: die Schuhsohle. Wir verraten welche Schuhsohlen Perpedes im Therapieschuhbereich verwendet und was sie auszeichnet. Eines vorab, alle Sohlentypen haben eine breite Standfläche für eine bessere Gangstabilität und unterstützen die natürliche Abrollbewegung.

The outsole is the basis of every shoe, protects the foot and is the most important ground beneath our feet. Discover which outsoles are used for Perpedes' therapy shoes and what makes them so unique. Once in advance, all outsoles offer a large surface for increased gait stability and are designed to ensure a natural heel-to-toe movement.

THERMOPLASTISCHE GUMMISOHLE – DIE ROBUSTE

- Kurz: TR-Sohle
- Gute Rutschfestigkeit durch tiefe Profilstärke
- Lange Haltbarkeit durch hohe Abriebfestigkeit
- Leichter als vergleichbare Sohlen aus Gummi

RUBBER SOLE – THE STURDY ONE

- Short: TR-Sole
- High slip resistance due to deep lugs
- Low wear due to high abrasion resistance
- Lighter than comparable soles made of rubber

PROFIL-SCHALENSOHNEN
BEI MODELLEN KINGSTON
UND TORONTO AB GRÖSSE 40

SOLE PROFILE FROM
SIZE 40 AND BIGGER FOR
MODELS KINGSTON AND
TORONTO



PROFILSOHNEN
BEI MODELLEN KINGSTON
UND TORONTO BIS
GRÖSSE 39

SOLE PROFILE UP TO
SIZE 39 FOR MODELS
KINGSTON AND TORONTO








HALBSTIEFEL GEFÜTTERT WARM LINED ANKLE BOOTS

Keep warm & stay cool – mit unseren warm gefütterten Halbstiefeln bringen wir Sie sicher durch den Winter. Schnee, Regen oder Glatteis sind für unsere vielseitigen Modelle keine Herausforderung. In unserem Sortiment finden Sie modische Modelle, die Sie dank der hochwertig verarbeiteten Materialien wie Glattleder oder Nubukleder zuverlässig vor Nässe schützen. Das Innenfutter aus textilem Teddyfell oder Lammfell erhält die Wärme und bewahrt Sie vor kalten Füßen.

Keep warm & stay cool – with their warm lining, our ankle boots will keep you snug and cozy all winter long. Snow, rain, or icy grounds are no match for our versatile styles. Our range includes fashionable models that keep your feet dry thanks to high quality materials like smooth or nubuck leather. The shoe linings, made from teddy fur or lambskin, trap heat and keep your feet from getting cold.



HALBSTIEFEL GEFÜTTERT / WARM LINED ANKLE BOOTS
2-WEITENSYSTEM / 2-WIDTHS SYSTEM

OSLO



Shining Star: gefettetes Nubukleder und Glitzer Applikationen machen diesen mit Lammfell gefütterten Stiefel zum Eyecatcher.

Shining star: Made from greased nubuck leather with glitter applications and featuring a lambskin lining, these ankle boots are pure eye candy.

| ART.-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|----------|-------|---------|-------------------|
| ART.-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OFAU | OT/OT | 20 - 42 | TR-Sohle, grau |
| NFAU | OS/FO | 20 - 42 | Rubber sole, gray |
| AFAU | AV/AV | 20 - 40 | |
| NTAU | NT/NT | 20 - 42 | |



HELSINKI



Mit gefettetem Nubukleder der Nässe trotzen: dieser Halbstiefel bringt mit seinem warmen Lammfell und wasserabweisendem Leder alles mit, was man an kalten Tagen benötigt.

Keep moisture at bay with greased nubuck leather. Featuring warm lining made of lambskin and water-repellent leather, these ankle boots have everything you need on a cold day.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|--------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OF47 | OT/OT | 20 - 45 | TR-Sohle, beige |
| NF47 | OS/FO | 20 - 45 | Rubber sole, beige |
| AF47 | AV/AV | 20 - 40 | |
| NT47 | NT/NT | 20 - 45 | |

BERGEN



Allzeit-Klassiker: der schwarze Halbstiefel aus wasserabweisendem Nubukleder passt zu jeder Witterung. Die rutschhemmende TR-Sohle und das warme Lammfell bringen Spaß an kalten Wintertagen.

An all time classic: These ankle boots made of water-repellent black nubuck leather are perfect for every type of weather. The anti-slip rubber outsole and the lambskin lining will brighten up cold winter days.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|-------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OF48 | OT/OT | 20 - 45 | TR-Sohle, grau |
| NF48 | OS/FO | 20 - 45 | Rubber sole, gray |
| AF48 | AV/AV | 20 - 40 | |
| NT48 | NT/NT | 20 - 45 | |

CARDIFF



Leuchtend im Schnee: die Kombination aus Glatt- und Nubukleder mit Teddyfell hält die Füße auch an Wintertagen wohlig warm.

Glowing in the snow: The combination of smooth leather, nubuck leather and teddy fur will keep your feet comfortably warm, even on the coldest winter days.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|--------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OF45 | OT/OT | 24 - 39 | TR-Sohle, schwarz |
| NF45 | OS/FO | 24 - 40 | Rubber sole, black |

TORONTO



Dieser Halbstiefel aus Nubukleder mit innovativer Schnürung hat dank der rutschhemmenden TR Sohle die nötige Funktionalität, um Glätte standzuhalten.

Thanks to its anti-slip TR outsole, these ankle boots made from nubuck leather featuring an innovative lacing, provide a safe grip on slippery surfaces.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|--------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OF70 | OT/OT | 24 - 45 | TR-Sohle, beige |
| NF70 | OS/FO | 24 - 45 | Rubber sole, beige |

ONTARIO



Spaß im Schnee: mit flauschigem Fell und wasserabweisendem Fett nubukleder der Kälte trotzen.

Fun in the snow: Brave the cold thanks to fluffy fur and water-repellent, greased nubuck leather.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|--------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OF69 | OT/OT | 24 - 45 | TR-Sohle, schwarz |
| NF69 | OS/FO | 24 - 45 | Rubber sole, black |

NEW YORK



Anziehen und wohlfühlen – dieser schwarze Halbstiefel aus wasserabweisendem Fett nubukleder bietet dank dem warmen Innenfutter alles, was man sich in der kalten Jahreszeit wünscht.

Put them on and be comfortable – featuring a warm lining, these black ankle boots made from water-repellent, greased nubuck leather leave nothing to be desired in the cold months.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|--------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OFAE | OT/OT | 24 - 45 | TR-Sohle, weiß |
| NFAE | OS/FO | 24 - 45 | Rubber sole, white |

BOSTON



Dieser warm gefütterte Halbstiefel aus Nubukleder kann dank der seitlichen Reißverschlüsse ohne ständiges Schnüren einfach an- und ausgezogen werden.

These ankle boots made from nubuck leather and featuring a warm lining are easy to put on and take off thanks to the handy side zippers.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|--------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OF50 | OT/OT | 24 - 45 | TR-Sohle, weiß |
| NF50 | OS/FO | 24 - 45 | Rubber sole, white |

VANCOUVER



Braun ist das neue Schwarz – der warm gefütterte Halbstiefel aus dunkelbraunem, wasserabweisendem Nubukleder begeistert mit Schnürung und seitlich platzierten Reißverschlüssen.

Brown is the new black – featuring a warm lining, these dark brown ankle boots made from water-repellent nubuck leather will delight you with their lacing and handy side zippers.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|--------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OFAG | OT/OT | 24 - 45 | TR-Sohle, weiß |
| NFAG | OS/FO | 24 - 45 | Rubber sole, white |


CAROLINA



Dieser warm gefütterte Halbstiefel aus hochwertigem Glattleder in der Trendfarbe Bordeaux bietet höchsten Komfort für die kalte Jahreszeit.

Featuring a warm lining, these ankle boots made from high quality smooth leather in fashionable bordeaux offer the ultimate comfort for the cold season.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|--------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OFAG | OT/OT | 24 - 42 | TR-Sohle, weiß |
| NFAG | OS/FO | 24 - 42 | Rubber sole, white |








HALBSTIEFEL ANKLE BOOTS

Immer gut zu Fuß – gerade in der Übergangszeit genießen Sie, trotz Nässe und rutschigem Laub, mit Schuhen von Perpedes den sichersten Halt. Ob Profil-, Gummi-, EXTRALIGHT- oder die rutschhemmende TR-Laufsohle, mit uns kommen Sie sicher durch die herbstliche Jahreszeit.

Stay safe on your feet – Perpedes shoes ensure a secure grip on slippery surfaces and wet leaves in the Fall season. Our treaded soles, rubber soles, EXTRALIGHT soles and anti-slip rubber outsoles will see you safely through all your outdoor challenges.



HALBSTIEFEL / ANKLE BOOTS
2-WEITENSYSTEM / 2-WIDTHS SYSTEM

BELFAST



Farbenfroh in den Herbst: der Klettverschluss-Halbstiefel aus einer Glatt- und Nubukleder Kombination in angesagten Beeren-tönen verschönert jeden Tag.

Colorful in the Fall season: These ankle boots with hook-and-loop fasteners made from a combination of smooth and nubuck leather in trendy berry shades will brighten up every day.

| ART-NR. ART-NO. | TYP TYPE | GRÖSSE SIZE | SOHLE SOLE |
|--------------------|-------------|----------------|--------------------|
| OT30 | OT/OT | 24 - 39 | TR-Sohle, schwarz |
| NS30 | OS/FO | 24 - 40 | Rubber sole, black |

DERBY 2



Outdoor-Spaß garantiert — dieser wasserabweisende Halbstiefel aus gefettetem braunem Nubukleder mit Klettverschluss schützt die Füße vor dem kalten Nass.

Outdoor fun guaranteed — these water-repellent ankle boots made from greased, brown nubuck leather and featuring handy hook-and-loop fasteners will protect your feet from the cold, wet elements.

| ART-NR. ART-NO. | TYP TYPE | GRÖSSE SIZE | SOHLE SOLE |
|--------------------|-------------|----------------|--------------------|
| OT40 | OT/OT | 24 - 39 | TR-Sohle, schwarz |
| NS40 | OS/FO | 24 - 40 | Rubber sole, black |

WIEN SALE



| ART-NR. ART-NO. | TYP TYPE | GRÖSSE SIZE | SOHLE SOLE |
|--------------------|-------------|----------------|------------------------------|
| OT38 | OT/OT | 20 - 40 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle |
| NS54 | OS/FO | 20 - 40 | EVA-foam with treaded rubber |
| AV54 | AV/AV | 20 - 38 | |
| NT54 | NT/NT | 20 - 40 | |

OXFORD SALE



| ART-NR. ART-NO. | TYP TYPE | GRÖSSE SIZE | SOHLE SOLE |
|--------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| AV58 | AV/AV | 20 - 40 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle EVA-foam with treaded rubber |

KINGSTON



2-WEITENSYSTEM
2-WIDTHS SYSTEM

HALBSTIEFEL
ANKLE BOOTS

Dank innovativer Schnürung und rutschhemmender TR Sohle erinnert dieser Halbstiefel aus Nubukleder an einen robusten Wandertiefel.

With their innovative lacing and anti-slip rubber outsoles, these ankle boots made from nubuck leather are reminiscent of sturdy hiking boots.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|--------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT59 | OT/OT | 24 - 45 | TR-Sohle, beige |
| NS59 | OS/FO | 24 - 45 | Rubber sole, beige |

PROFILSOHLEN
BEI MODELLEN BIS
GRÖSSE 39

SOLE PROFILE
UP TO SIZE 39



PROFIL-SCHALENSOHNEN
BEI MODELLEN AB GRÖSSE 40

SOLE PROFILE FROM
SIZE 40 AND BIGGER



ATLANTA



Bring Farbe in den Alltag: rotes Nubukleder trifft auf graues Veloursleder – Setze ein Zeichen mit diesem modischen Halbstiefel.

Add color to your day: Red nubuck leather meets gray suede leather - make a statement with these fashionable ankle boots.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|--------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT90 | OT/OT | 24 - 40 | TR-Sohle, weiß |
| NS90 | OS/FO | 24 - 40 | Rubber sole, white |

MEMPHIS



Perpedes Bestseller – der allseits beliebte Halbstiefel aus Nubuk- und Veloursleder begeistert durch die seitlich platzierten Reißverschlüsse.

A Perpedes best seller – these universally popular ankle boots made from nubuck and suede leather feature handy side zippers.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|--------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT89 | OT/OT | 24 - 45 | TR-Sohle, weiß |
| NS89 | OS/FO | 24 - 45 | Rubber sole, white |

BALTIMORE



Der farbenfrohe Halbstiefel aus Nubuckleder mit praktischer Kombination aus Schnürung und Reißverschluss.

Colorful ankle boots made from nubuck leather featuring a handy combination of laces and zippers.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|--------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT18 | OT/OT | 24 - 40 | TR-Sohle, weiß |
| NS18 | OS/FO | 24 - 40 | Rubber sole, white |


2-WEITENSYSTEM
2-WIDTHS SYSTEM

HALBSTIEFEL
ANKLE BOOTS

SCHNELLES UND EINFACHES
EIN- UND AUSSTIEGEN

QUICK AND EASY
TO GET IN / GET OUT





CHARLOTTE



Flowerpower – das floral gemusterte Glattleder auf diesem sportlichen Halbstiefel bringt Farbe in den Alltag.

Flower power – these casual ankle boots made from smooth leather with a floral design will bring color to your day.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|--------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT77 | OT/OT | 24 - 40 | TR-Sohle, weiß |
| NS77 | OS/FO | 24 - 40 | Rubber sole, white |

NASHVILLE



| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|-------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT91 | OT/OT | 24 - 40 | TR-Sohle |
| NS91 | OS/FO | 24 - 40 | Rubber sole |

DALLAS



Denim Trend – dieser sportlicher Halbstiefel aus Jeanstextil ist der Liebling für jeden Tag.

Denim Trend – these casual ankle boots made from denim fabric are an everyday favorite.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|--------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT86 | OT/OT | 24 - 45 | TR-Sohle, weiß |
| NS86 | OS/FO | 24 - 45 | Rubber sole, white |

2-WEITENSYSTEM
2-WIDTHS SYSTEM

HALBSTIEFEL
ANKLE BOOTS

ORLANDO SALE



| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|-------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT74 | OT/OT | 24 - 40 | TR-Sohle |
| NS74 | OS/FO | 24 - 40 | Rubber sole |

HALBSTIEFEL / ANKLE BOOTS
3-WEITENSYSTEM / 3-WIDTHS SYSTEM

OREGON LIGHT



Alltagsheld – dieser coole schwarze Sneaker aus Nubuk und PU beschichtetem Spaltleder besticht durch seine Leichtigkeit.
 Everyday hero – these cool black sneakers made from nubuck leather and PU coated split leather are impressively lightweight.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|------|---------|------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| 0251 | OT2 | 31 - 42 | PERPEDES EXTRALIGHT, schwarz |
| 0551 | OT5 | 31 - 42 | PERPEDES EXTRALIGHT, black |
| 0851 | OT8 | 31 - 42 | |

MONTANA LIGHT



Dieser Halbstiefel aus gefettetem Nubukleder ist wasserabweisend und bietet den nötigen Schutz, um auch bei nasskaltem Wetter trocken zu bleiben.
 These ankle boots made from water-repellent, greased nubuck leather will protect your feet in wet and cold conditions.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|------|---------|------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| 02AB | OT2 | 24 - 42 | PERPEDES EXTRALIGHT, schwarz |
| 05AB | OT5 | 24 - 42 | PERPEDES EXTRALIGHT, black |
| 08AB | OT8 | 25 - 42 | |

NEW JERSEY 2



3-WEITENSYSTEM
3-WIDTHS SYSTEM

HALBSTIEFEL
ANKLE BOOTS

Die einzigartige Perpedes Winterprofilsohle auf diesem Halbstiefel aus wasserabweisendem Nubukleder sorgt für den nötigen Grip auf nassen und rutschigen Straßen.

Made from water-repellent nubuck leather and featuring our unique treaded sole, these ankle boots are designed to help you keep your grip on wet or slippery surfaces.

| ART.-NR. ART.-NO. | TYP TYPE | GRÖSSE SIZE | SOHLE SOLE |
|----------------------|-------------|----------------|-------------------------------------|
| 02AC | OT2 | 35 - 45 | PERPEDES Winterprofilsohle, schwarz |
| 05AC | OT5 | 35 - 45 | PERPEDES winter profile sole, black |
| 08AC | OT8 | 35 - 45 | |

NEW JERSEY SALE



| ART.-NR. ART.-NO. | TYP TYPE | GRÖSSE SIZE | SOHLE SOLE |
|----------------------|-------------|----------------|------------------------------|
| 0210 | OT2 | 35 - 45 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle |
| 0510 | OT5 | 35 - 45 | EVA-foam with treaded rubber |
| 0810 | OT8 | 35 - 45 | |

SCHNÜREN WAR GESTERN LACES ARE A THING OF THE PAST

BOA®

VORTEILE


- Einhändige Nutzung
- Schnelles Öffnen und Schließen
- Intuitive Handhabung
- Nachjustieren jederzeit individuell möglich
- Stabiler Halt dank gleichmäßigem Zug über die gesamte Schnürfläche
- Witterungsbeständiger als z.B. Klettverschluss
- Lange Lebensdauer dank hochwertiger Materialien

ADVANTAGES

- One-handed operation
- Can be opened and closed quickly
- Intuitive to use
- Can be easily adjusted if necessary
- Secure fit thanks to an even spread of tension across the laces
- More weather resistant than e.g. hook-and-loop fasteners
- Long-lasting thanks to high quality materials


LOCKERN:
DREHKNOPF HERAUSZIEHEN,
ZUNGE NACH VORNE DRÜCKEN

LOOSEN:
PULL OUT KNOB,
PUSH TONGUE
FORWARD



FESTZIEHEN:
DREHKNOPF EINDRÜCKEN,
IM UHRZEIGERSINN DREHEN

TIGHTEN:
PUSH IN KNOB,
ROTATE
CLOCKWISE






BOA HALBSCHUHE GEFÜTTERT WARM LINED SNEAKERS WITH BOA LACING

BOA HALBSCHUHE
BOA SNEAKERS

Auf die Plätze, fertig, los: Schuhe anziehen ist dank des BOA Verschlusssystems schnell und unkompliziert möglich. Durch das warme Innenfutter gilt dies auch für die kältere Jahreszeit.

Ready, set, go: Putting on shoes is quick and easy thanks to the innovative BOA lacing system. Due to the warm lining of the featured styles, this also applies to the colder season.

SEVILLA LIGHT
Seite 27 / Page 27



BOA HALBSCHUHE GEFÜTTERT / WARM LINED BOA SNEAKERS
2-WEITENSYSTEM / 2-WIDTHS SYSTEM

TOLEDO



BOAhhh ist der warm – der graue Sneaker mit Heckeinstieg und BOA Verschluss hält die Füße dank Wollfutter kuschlig warm.

Sooooo warm – thanks to the woolen lining, these gray sneakers featuring a wide rear opening and a BOA lacing system will keep your feet snug and warm.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT43 | OT/OT | 26 - 40 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black |

ANDORRA LIGHT



Wild Berry – Glattleder Sneaker mit Heckeinstieg im angesagten Bordeaux. Dank BOA Verschluss gelingt das Öffnen und Schliessen im Handumdrehen.

Wild Berry – sneakers made from smooth leather in fashionable bordeaux and featuring a wide rear opening. Thanks to the BOA lacing system, putting them on and taking them off is quick and easy.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|------------------------------------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT44 | OT/OT | 26 - 40 | PERPEDES EXTRALIGHT, schwarz PERPEDES EXTRALIGHT, black |

BOA HALBSCHUHE GEFÜTTERT / WARM LINED BOA SNEAKERS
3-WEITENSYSTEM / 3-WIDTHS SYSTEM

SEVILLA LIGHT *



New Arrival – warm gefütterter Sneaker aus Glattleder mit Textileinsätzen in Anthrazit. Das Besondere: weiter Heckeinstieg und seitlich platzierter BOA Verschluss.

New Arrival – sneakers with warm lining made from smooth leather with charcoal gray fabric inserts. Special features include a wide rear opening and the BOA lacing system at the side.

| ART.-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|----------|------|---------|------------------------------|
| ART.-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| 02BD | OT2 | 26 - 42 | PERPEDES EXTRALIGHT, schwarz |
| 05BD | OT5 | 26 - 42 | PERPEDES EXTRALIGHT, black |
| 08BD | OT8 | 26 - 42 | |

* Lieferbar ab Oktober 2018! / Available from October 2018!

2-WEITENSYSTEM
2-WIDTHS SYSTEM

3-WEITENSYSTEM
3-WIDTHS SYSTEM

BOA HALBSCHUHE
BOA SNEAKERS





BOA HALBSCHUHE BOA SNEAKERS


Schuhanzieher und Schuhe binden – das war gestern. Dank des innovativen BOA-Schnellverschluss-System und der weiten Öffnung mit Heckeinstieg ist man sofort startklar und kann sich auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren. Unser umfangreiches Sortiment umfasst Sneaker in verschiedensten Material- und Farbkombinationen. Finden Sie jetzt das passende Modell nach Ihrem Geschmack.

Shoehorns and laces are too traditional for you? Then try the innovative BOA quick lacing system and the wide rear opening – you are immediately good to go and can focus on the important things in life. Our extensive range of products includes sneakers in a variety of material and color combinations – some of them will fit your taste.

BOA HALBSCHUHE
BOA SNEAKERS

PORTO LIGHT

Seite 35 / Page 35



BOA HALBSCHUHE / BOA SNEAKERS
2-WEITENSYSTEM / 2-WIDTHS SYSTEM

BARCELONA LIGHT



BOAhhh ist der leicht – sportlicher BOA Sneaker mit weitem Heckeinstieg in einer Kombination aus Nubuk- und Glattleder. Halleneeignet dank weißer EXTRALIGHT Sohle.

Soooo incredibly lightweight – casual sneakers featuring a BOA lacing system and a wide rear opening made from a combination of nubuck and smooth leather. Suitable for gym floors thanks to the white, non-marking EXTRALIGHT soles.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|---------------------------------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT31 | OT/OT | 26 - 40 | PERPEDES EXTRALIGHT, weiß PERPEDES EXTRALIGHT, white |

MADRID



Fernweh – das Dunkelblau dieses Sneakers mit BOA Verschluss und weitem Heckeinstieg erinnert an die Tiefen des Meeres.

Wanderlust – these sneakers featuring a BOA lacing system and a wide rear opening come in a dark blue color reminiscent of the depths of the ocean.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT29 | OT/OT | 26 - 40 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black |

ALICANTE



Fancy – der BOA Verschluss ist nicht das einzig Aufregende an diesem Sneaker aus Glatt- und Nappaleder.

Fancy – the BOA lacing system is not the only exciting feature of these sneakers made from smooth and nappa leather.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT27 | OT/OT | 26 - 40 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black |

CADIZ SALE

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|-------------------------------------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT26 | OT/OT | 26 - 40 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle EVA-foam with treaded rubber |



BARCELONA SALE

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|-------------------------------------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT28 | OT/OT | 26 - 40 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle EVA-foam with treaded rubber |



VALENCIA SALE

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|-------------------------------------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT24 | OT/OT | 26 - 40 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle EVA-foam with treaded rubber |



BILBAO SALE

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|-------------------------------------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT25 | OT/OT | 26 - 40 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle EVA-foam with treaded rubber |



BOA HALBSCHUHE / BOA SNEAKERS
3-WEITENSYSTEM / 3-WIDTHS SYSTEM

CORDOBA LIGHT *



Must Have der Saison – der moderne Sneaker in angesagten Brauntönen überzeugt mit dem lateral platzierten BOA Verschluss.

New arrival and surely a „Must have“ of the season – these modern sneakers in trendy shades of brown feature the BOA lacing system at the side.

| ART.-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|----------|------|---------|------------------------------|
| ART.-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| 02BE | OT2 | 26 - 46 | PERPEDES EXTRALIGHT, schwarz |
| 05BE | OT5 | 26 - 46 | PERPEDES EXTRALIGHT, black |
| 08BE | OT8 | 26 - 46 | |

* Lieferbar ab Oktober 2018! / Available from October 2018!

LISSABON LIGHT



Mut zur Farbe – Sneaker aus violett farbigem Veloursleder mit lateral platziertem BOA Verschluss für ein einfaches Öffnen und Schließen der Schuhe.

Dare to wear bold colors – sneakers made from purple suede leather featuring a side BOA lacing system for easily putting them on and taking them off.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|------|---------|----------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| 02BC | OT2 | 26 - 42 | PERPEDES EXTRALIGHT, weiß |
| 05BC | OT5 | 26 - 42 | PERPEDES EXTRALIGHT, white |
| 08BC | OT8 | 26 - 42 | |

3-WEITENSYSTEM
3-WIDTHS SYSTEM

BOA HALBSCHUHE
BOA SNEAKERS

FARO LIGHT



BOA®

LATERALES BOA
SCHNELLVERSCHLUSS-SYSTEM

UNIQUE LATERAL
BOA CLOSURE



Easy fit – Sneaker mit weitem Heckeinstieg aus Nubukleder in der Trendkombination Schwarz/Camouflage. Der seitlich platzierte Boa Verschluss macht das An- und Ausziehen zum Kinderspiel.

Easy fit – sneakers with a wide rear opening made from nubuck leather in the trendy color combination black/camouflage.

Thanks to the unique BOA lacing system, putting them on and taking them off is quick and easy.

| ART.-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|----------|------|---------|------------------------------|
| ART.-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| 02BA | OT2 | 26 - 42 | PERPEDES EXTRALIGHT, schwarz |
| 05BA | OT5 | 26 - 42 | PERPEDES EXTRALIGHT, black |
| 08BA | OT8 | 26 - 42 | |

PORTO LIGHT



3-WEITENSYSTEM
3-WIDTHS SYSTEM

BOA HALBSCHUHE
BOA SNEAKERS

Black is beautiful – dieser moderne Sneaker aus einer Nubuk- und PU beschichteten Spaltleder Kombination überzeugt mit weitem Heckeinstieg und dem seitlich platzierten BOA Verschluss.
Black is beautiful – These modern sneakers made from a combination of nubuck and split leather feature a wide rear opening and the BOA lacing system at the side.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|------|---------|------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| 02BB | OT2 | 26 - 46 | PERPEDES EXTRALIGHT, schwarz |
| 05BB | OT5 | 26 - 46 | PERPEDES EXTRALIGHT, black |
| 08BB | OT8 | 26 - 46 | |








HALBSCHUHE SNEAKERS

Klassisch, modern, sportlich – ob Schnürer oder Kletter, ein guter Halbschuh funktioniert immer. Perpedes bietet ein breites Spektrum an verschiedensten Halbschuhen, um Sie für jede Gelegenheit passend auszustatten. Mögen Sie es bunt oder klassisch schwarz?

Whether classic, modern or casual, whether laces or hook-and-loop straps – low cut footwear always works. Perpedes offers a wide range of low cut styles to make sure you find the right model for every occasion. Do you prefer colorful or classic black shoes?



NEWPORT LIGHT



Perfect Match — dieser weiße Sneaker aus Glattleder mit marineblauen Highlights passt zu jeder Gelegenheit.

Perfect Match — these white sneakers made from smooth leather with navy blue accents are always a good choice.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|----------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OTAN | OT/OT | 26 - 45 | PERPEDES EXTRALIGHT, weiß |
| NSAN | OS/FO | 26 - 45 | PERPEDES EXTRALIGHT, white |

SWANSEA LIGHT



Akzente setzen — Sneaker in der Trendfarbe Weiß aus einer Kombination hochwertiger Lederarten mit rosa farbigen Applikationen.

Make a statement — trendy white sneakers made from a combination of high quality leathers with pink appliques.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|----------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OTAO | OT/OT | 26 - 42 | PERPEDES EXTRALIGHT, weiß |
| NSAO | OS/FO | 26 - 42 | PERPEDES EXTRALIGHT, white |

COVENTRY LIGHT



Die Kombination aus weiß perforiertem Glattleder und grauem Veloursleder machen diesen federleichten Sneaker zum Allrounder.

Made from a combination of white, microperforated smooth leather and gray suede leather, these lightweight sneakers are a true all-rounder.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|----------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OTAT | OT/OT | 26 - 45 | PERPEDES EXTRALIGHT, weiß |
| NSAT | OS/FO | 26 - 45 | PERPEDES EXTRALIGHT, white |

MANCHESTER



Black Beauty – passend zu jedem Anlass ist dieser schwarze Glattleder Sneaker mit innovativer Schnürung.

Black Beauty – these black sneakers made from smooth leather and featuring an innovative lacing are the perfect choice for every occasion.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|--------------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT97 | OT/OT | 22 - 45 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz |
| NS97 | OS/FO | 22 - 45 | EVA-foam with treaded rubber, black |
| AV97 | AV/AV | 22 - 40 | |
| NT97 | NT/NT | 22 - 45 | |

MODENA LIGHT



Dank Klettverschluss gelingt das Anziehen im Handumdrehen und dem Sport steht nichts mehr im Weg. Halle geeignet dank weißer EXTRALIGHT Sohle.

Put them on quickly and easily thanks to the handy hook-and-loop fasteners and be ready to play. Suitable for gym floors thanks to the white, non-marking EXTRALIGHT soles.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|----------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OTAM | OT/OT | 26 - 45 | PERPEDES EXTRALIGHT, weiß |
| NSAM | OS/FO | 26 - 45 | PERPEDES EXTRALIGHT, white |

ILLINOIS



Dieser schwarze Sneaker aus Glattleder ermöglicht dank des praktischen Klettverschluss einen weiten Einstieg. Sollte der Fuß im Laufe des Tages anschwellen ist der Umfang individuell regulierbar.

Thanks to the handy hook-and-loop fasteners, these black sneakers made from smooth leather feature an extra wide opening. The hook-and-loop straps can be easily adjusted to accommodate swollen feet.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|--------------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT88 | OT/OT | 24 - 45 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz |
| NS88 | OS/FO | 24 - 45 | EVA-foam with treaded rubber, black |

MODENA SALE



| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|-------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT99 | OT/OT | 20 - 40 | TR-Sohle |
| NS99 | OS/FO | 20 - 40 | Rubber sole |

SAN DIEGO LIGHT



Sportlich wird's mit diesem Sneaker aus grauem Veloursleder und reflektierendem Textil. Hallengeeignet dank der weißen EXTRALIGHT Sohle.

Sporty sneakers made from gray suede leather and reflective fabric. Suitable for gym floors thanks to the white, non-marking EXTRALIGHT soles.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|----------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OTAD | OT/OT | 26 - 45 | PERPEDES EXTRALIGHT, weiß |
| NSAD | OS/FO | 26 - 45 | PERPEDES EXTRALIGHT, white |

SACRAMENTO LIGHT



Sportives Leichtgewicht – dieser Sneaker aus Velours- und Glattleder eignet sich im In- und Outdoorbereich. Hallengeeignet dank der weißen EXTRALIGHT Sohle.

Sporty and lightweight – these sneakers made from suede and smooth leather can be worn in and outdoors. Suitable for gym floors thanks to the white, non-marking EXTRALIGHT soles.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|----------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT52 | OT/OT | 26 - 45 | PERPEDES EXTRALIGHT, weiß |
| NS52 | OS/FO | 26 - 45 | PERPEDES EXTRALIGHT, white |

SAN DIEGO SALE



| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT17 | OT/OT | 26 - 45 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle |
| OS17 | OS/FO | 26 - 45 | EVA-foam with treaded rubber |

INDIANA



Eyecatcher – unübersehbar ist der Glattleder Sneaker in kräftigem Pink, der sofort ins Auge fällt.

A true eye catcher – these sneakers made from bright pink smooth leather will certainly not go unnoticed.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|--------------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT55 | OT/OT | 24 - 40 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz |
| NS55 | OS/FO | 24 - 40 | EVA-foam with treaded rubber, black |

PORTLAND



Sieht gut aus, fühlt sich gut an – Portland, der Sneaker aus grauem Veloursleder wird durch blaue Schnürsenkel zum Blickfang.

Look and feel great – our Portland sneakers made from gray suede leather featuring striking blue laces.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|--------------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT82 | OT/OT | 24 - 45 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz |
| NS82 | OS/FO | 24 - 45 | EVA-foam with treaded rubber, black |

WASHINGTON



MIT WECHSELBAREN
SCHNÜRSENKELN

WITH ADDITIONAL
ALTERNATIVE LACES



2-WEITENSYSTEM
2-WIDTHS SYSTEM

HALBSCHUHE
SNEAKERS

Dieser schwarze Sneaker aus wasserabweisendem Nubukleder und PU beschichtetem Spaltleder überzeugt mit seiner Schlichtheit. Dank der zwei seitlichen Reißverschlüsse ist der Schuh extra weit zu öffnen.

These black sneakers made from water repellent, greased nubuck leather and PU coated split leather are appealingly simple – thanks to the two side zippers, these shoes can be opened extra wide.

| ART.-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|----------|-------|---------|--------------------------------------|
| ART.-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT56 | OT/OT | 24 - 45 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz |
| NS56 | OS/FO | 24 - 45 | EVA-foam with treaded rubber, black |



EXTRA WEIT ZU ÖFFNEN
DANK REISSVERSCHLUSS

EXTRA WIDE TO OPEN
THANKS TO ZIPPER

VENICE 2



Zum Hingucker wird dieses Modell dank des innovativen Zickzack Klettverschlusses aus einer Komposition von rosa und weiß farbigen Glatt- und Nubukleder.

The combination of smooth and nubuck leather in pink and white with its innovative zigzag hook-and-loop closure makes this style truly outstanding.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|--------------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT81 | OT/OT | 22 - 38 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz |
| NS81 | OS/FO | 22 - 38 | EVA-foam with treaded rubber, black |
| AV81 | AV/AV | 22 - 38 | |
| NT81 | NT/NT | 22 - 38 | |

RIVA 2



Black and White – universell einsetzbar ist dieser Sneaker aus Glatt- und Nubukleder. Originalität verleihen die orangenen Highlights und der innovative Klettverschluss.

Black and White – these sneakers made from smooth and nubuck leather are always the right choice. Orange accents and the innovative hook-and-loop closure add a touch of originality.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|--------------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT94 | OT/OT | 22 - 40 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz |
| NS94 | OS/FO | 22 - 40 | EVA-foam with treaded rubber, black |
| AV94 | AV/AV | 22 - 40 | |
| NT94 | NT/NT | 22 - 40 | |

LIVORNO



Adelig wird's mit diesem königsblauen Sneaker aus Nappa- und Nubukleder mit innovativem „Z“-Klettverschluss.

These royal blue sneakers made from nappa and nubuck leather feature an innovative „Z“ hook-and-loop closure.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|--------------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT98 | OT/OT | 22 - 40 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz |
| NS98 | OS/FO | 24 - 40 | EVA-foam with treaded rubber, black |

SAN REMO



Mehr als nur Schwarz ist dieser Sneaker aus Glatt- und Nubukleder. Dank innovativem Klettverschluss ist das An- und Ausziehen spielend einfach.

These sneakers made from smooth and nubuck leather are more than just black. Thanks to the innovative hook-and-loop closure, putting them on and taking them off is quick and easy.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|--------------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT96 | OT/OT | 22 - 45 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz |
| NS96 | OS/FO | 22 - 45 | EVA-foam with treaded rubber, black |
| AV96 | AV/AV | 22 - 40 | |
| NT96 | NT/NT | 22 - 45 | |

UTAH LIGHT



Blaues Wunder – Utah Light, der federleichte Sneaker aus blauem Glattleder mit Klettverschluss, für ein kinderleichtes An- und Ausziehen.

Blue Moon – our extremely lightweight Utah Light sneakers are made from smooth blue leather and feature hook-and-loop fasteners for easy on and off.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|------|---------|----------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| 02AJ | OT2 | 20 - 35 | PERPEDES EXTRALIGHT, weiß |
| 05AJ | OT5 | 20 - 35 | PERPEDES EXTRALIGHT, white |
| 08AJ | OT8 | 25 - 35 | |

UTAH SALE



| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|------|---------|------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| 0213 | OT2 | 20 - 35 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle |
| 0513 | OT5 | 20 - 35 | |
| 0813 | OT8 | 25 - 35 | EVA-foam with treaded rubber |

GEORGIA LIGHT



Herbsttrend Bordeaux – dieser federleichte Sneaker aus Glatt- und Veloursleder mit schwarz abgesetzter EXTRALIGHT Sohle ist auch diese Saison wieder voll im Trend.

Fall trend: Bordeaux – with these lightweight sneakers made from smooth and suede leather and featuring contrasting black EXTRALIGHT soles, you are guaranteed to be on trend this season.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|------|---------|------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| 0253 | OT2 | 20 - 35 | PERPEDES EXTRALIGHT, schwarz |
| 0553 | OT5 | 20 - 35 | PERPEDES EXTRALIGHT, schwarz |
| 0853 | OT8 | 25 - 35 | |

IOWA LIGHT



Auffällig & federleicht – Sneaker aus leuchtend grünem Glattleder mit EXTRALIGHT Sohle sorgt für Aufsehen.

Striking and light as a feather – these sneakers made from bright green smooth leather and featuring EXTRALIGHT soles will surely turn heads.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|------|---------|----------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| 02AI | OT2 | 20 - 35 | PERPEDES EXTRALIGHT, weiß |
| 05AI | OT5 | 20 - 35 | PERPEDES EXTRALIGHT, white |
| 08AI | OT8 | 25 - 35 | |

MARYLAND SALE



| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|------|---------|------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| 0212 | OT2 | 20 - 35 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle |
| 0512 | OT5 | 20 - 35 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle |
| 0812 | OT8 | 25 - 35 | EVA-foam with treaded rubber |

IOWA SALE



| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|------|---------|------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| 0216 | OT2 | 20 - 35 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle |
| 0516 | OT5 | 20 - 35 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle |
| 0816 | OT8 | 25 - 35 | EVA-foam with treaded rubber |

OHIO LIGHT



Leichtgewicht – ein klassischer Sneaker aus Glattleder mit individuell kürzbaren Riemen auf EXTRALIGHT Sohle.

Lightweight – classic sneakers made from smooth leather featuring EXTRALIGHT soles and Velcro straps that can be shortened as required.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|------|---------|------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| 02AA | OT2 | 20 - 42 | PERPEDES EXTRALIGHT, schwarz |
| 05AA | OT5 | 20 - 42 | PERPEDES EXTRALIGHT, black |
| 08AA | OT8 | 25 - 42 | |

OHIO



3-WEITENSYSTEM
3-WIDTHS SYSTEM

HALBSCHUHE
SNEAKERS

Klassisch und cool – dieser schwarze Sneaker aus Glattleder überzeugt mit fester Gummilaufsohle und individuell kürzbaren Klettverschlussriemen.

Classic and cool – these black sneakers made from smooth leather feature firm rubber soles as well as hook-and-loop straps that can be shortened as required.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|------|---------|--------------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| 0211 | OT2 | 36 - 48 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz |
| 0511 | OT5 | 36 - 48 | EVA-foam with treaded rubber, black |
| 0811 | OT8 | 36 - 48 | |

OHIO SALE



| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|------|---------|------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| 0211 | OT2 | 20 - 35 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle |
| 0511 | OT5 | 20 - 35 | Gummilaufsohle |
| 0811 | OT8 | 25 - 35 | EVA-foam with treaded rubber |





SANDALEN SANDALS

Bequem, modern und luftig – mit den vielseitigen Sandalen von Perpedes kann der Sommer kommen. Die zahlreichen Modelle lassen Ihre Füße atmen, bieten festen Halt und sorgen dank der praktischen Klettverschlüsse, für ein einfaches An- und Ausziehen. Die ausgezeichnete Verarbeitung hochwertiger Materialien sorgt für einen hohen Komfort und viel Freude am neuen Paar Schuhe.

Comfortable, modern and breezy – get ready for summer with our versatile sandal styles. All of them allow your feet to „breathe“, offer firm support and are easy to put on and off thanks to the handy hook-and-loop straps. Excellent manufacturing and high quality materials ensure a high level of comfort to let you thoroughly enjoy walking.

SANDELEN / SANDALS
2-WEITENSYSTEM / 2-WIDTHS SYSTEM

ANCONA

Diese lässige Sandale aus Glattleder in warmem Grau mit Klettverschluss bietet festen Halt, ohne die Füße einzuengen.

These casual sandals made from smooth warm gray leather and featuring a hook-and-loop closure offer firm support without restricting your feet.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|--------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OTAS | OT/OT | 24 - 45 | EVA-Sohle, schwarz |
| NSAS | OS/FO | 24 - 42 | EVA-foam, black |



SAFARI

In die Sandalen, fertig, los! Diese Sandale ist dank Klettverschluss der perfekte Begleiter für einen langen Tag, die Riemen sind einfach an die individuelle Fußform anzupassen.

Sandals on and off you go! Thanks to the adjustable hook-and-loop straps, these sandals are the perfect companion for long days.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|--------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT21 | OT/OT | 20 - 45 | EVA-Sohle, schwarz |
| NS21 | OS/FO | 18 - 40 | EVA-foam, black |
| AV21 | AV/AV | 18 - 38 | |
| NT21 | NT/NT | 18 - 40 | |




OLBIA

Beerig – diese luftige Sandale bietet festen Halt an heißen Sommertagen. Das Innenfutter aus DryFeet Material ist feuchtigkeitsabsorbierend.

Very berry – these breezy sandals offer support on hot summer days. The inner lining is made from moisture-absorbing DryFeet material.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|--------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OTAP | OT/OT | 24 - 42 | EVA-Sohle, schwarz |
| NSAP | OS/FO | 24 - 42 | EVA-foam, black |





GENUA

Blumige Details – diese rot/beige farbene Sandale aus einer Glatt- und Nubukleder Kombination ist perfekt für einen schönen Sommertag.

Floral details – these red and beige sandals made from a combination of smooth and nubuck leather are perfect for a beautiful summer day.



| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|-------------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT34 | OT/OT | 20 - 40 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, beige |
| NS34 | OS/FO | 18 - 40 | EVA-foam with treaded rubber, beige |
| AV34 | AV/AV | 18 - 40 | |
| NT34 | NT/NT | 18 - 40 | |

BERGAMO

Daily – die braune Sandale aus Nubukleder mit Klettverschluss wird zum neuen Alltagsliebbling.

Daily treat – these brown sandals made from nubuck leather and featuring a hook-and-loop closure will quickly become an everyday favorite.



| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|-------------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT68 | OT/OT | 20 - 45 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, beige |
| NS68 | OS/FO | 18 - 45 | EVA-foam with treaded rubber, beige |
| AV68 | AV/AV | 18 - 40 | |
| NT68 | NT/NT | 18 - 45 | |

BIBIONE

Mädchentraum – die Kombination aus Beige und Rosa mit Blümchenapplikationen ist ein wahres Highlight. Der Clou: das gewachste Nubukleder begeistert im angesagten Used Look!

Every girl's dream – the combination of tan and pink with floral appliques is a true highlight. Made from waxed nubuck leather, which gives them a trendy used look!



| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|-------------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT67 | OT/OT | 20 - 40 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, beige |
| NS67 | OS/FO | 18 - 40 | EVA-foam with treaded rubber, beige |

SANDALEN / SANDALS
2-WEITENSYSTEM / 2-WIDTHS SYSTEM

COMO CAMO



Bestseller — diese braun/schwarze Sandale aus Nubukleder ist der unangefochtene Liebling unserer Kunden.

Best seller — these brown and black sandals made from nubuck leather is one of our customers' favorite model.

| ART-NR. ART-NO. | TYP TYPE | GRÖSSE SIZE | SOHLE SOLE |
|--------------------|-------------|----------------|------------------------------------------------|
| OT63 | OT/OT | 24 - 45 | EVA-Keil mit griffiger Gummilaufsohle, schwarz |
| NS63 | OS/FO | 24 - 45 | EVA-foam with treaded rubber, black |
| AV63 | AV/AV | 24 - 40 | |
| NT63 | NT/NT | 24 - 45 | |

RAVENNA 



| ART-NR. ART-NO. | TYP TYPE | GRÖSSE SIZE | SOHLE SOLE |
|--------------------|-------------|----------------|---------------|
| OT62 | OT/OT | 20 - 40 | TR-Sohle |
| NS62 | OS/FO | 20 - 40 | Rubber sole |

KOS 



| ART-NR. ART-NO. | TYP TYPE | GRÖSSE SIZE | SOHLE SOLE |
|--------------------|-------------|----------------|------------------------------|
| OT15 | OT/OT | 20 - 40 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle |
| NS14 | OS/FO | 20 - 40 | |
| AV14 | AV/AV | 20 - 38 | EVA-foam with treaded rubber |
| NT14 | NT/NT | 20 - 40 | |

MILANO 2



Unikat – jeder Schuh dieses Modells bekommt dank des gewachsten Glattleders eine ganz individuelle Optik. Die Kombination mit Mesh-Einsätzen lässt die Füße atmen.

One of a kind – made from waxed smooth leather, every pair has a unique and trendy used look. The combination with mesh fabric allows your feet to “breathe”.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|----------------------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT64 | OT/OT | 24 - 40 | EVA-Keil mit griffiger Gummilaufsohle, beige |
| NS64 | OS/FO | 22 - 40 | EVA-foam with treaded rubber, beige |
| AV64 | AV/AV | 22 - 40 | |
| NT64 | NT/NT | 22 - 40 | |

BARI



Meerestiefe – die marineblaue Sandale aus Nubukleder gibt auch an Sommertagen festen Halt. Die Kombination mit Mesh-Einsätzen lässt die Füße atmen.

Deep blue sea – these navy blue sandals made from nubuck leather offer firm support even on hot summer days. The combination with mesh fabric allows your feet to “breathe”.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|-------|---------|--------------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| OT66 | OT/OT | 22 - 38 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz |
| NS66 | OS/FO | 22 - 38 | EVA-foam with treaded rubber, black |

SANDALEN / SANDALS

3-WEITENSYSTEM / 3-WIDTHS SYSTEM


RAVENNA LIGHT



Detailverliebt – der rote Glattleder Ballerina ist dank EXTRALIGHT Sohle ein echtes Leichtgewicht. Die floralen Details sorgen für den Wow-Effekt.

Lovely details – thanks to the EXTRALIGHT soles, these red ballet flats made from smooth leather are extremely lightweight. The floral details add eye-catching style.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|------|---------|----------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| 02AR | OT2 | 20 - 42 | PERPEDES EXTRALIGHT, weiß |
| 05AR | OT5 | 20 - 42 | PERPEDES EXTRALIGHT, white |



FLORIDA LIGHT



Wie der Name schon sagt, ist diese pink farbene Sandale aus Glattleder der perfekte Begleiter für sonnige Tage.

As the name suggests, these pink sandals made from smooth leather are the perfect companion for sunny days.

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|------|---------|----------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| O2AL | OT2 | 20 - 42 | PERPEDES EXTRALIGHT, weiß |
| O5AL | OT5 | 20 - 42 | PERPEDES EXTRALIGHT, white |
| O8AL | OT8 | 25 - 42 | |

TEXAS LIGHT



Dank EXTRALIGHT Sohle ist die Römersandale aus Glattleder in warmem Grau ein echtes Leichtgewicht. Perfekt für warme Sommertage.

Thanks to the EXTRALIGHT soles, these Roman sandals made from smooth warm gray leather are extremely lightweight. Perfect for warm summer days!

| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|------|---------|------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| O2AK | OT2 | 20 - 42 | PERPEDES EXTRALIGHT, schwarz |
| O5AK | OT5 | 20 - 42 | PERPEDES EXTRALIGHT, black |
| O8AK | OT8 | 25 - 42 | |

3-WEITENSYSTEM
3-WIDTHS SYSTEM

SANDALEN
SANDALS

FLORIDA SALE



| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|------|---------|------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| O219 | OT2 | 20 - 42 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle |
| O519 | OT5 | 20 - 42 | Gummilaufsohle |
| O819 | OT8 | 25 - 42 | EVA-foam with treaded rubber |

TEXAS SALE



| ART-NR. | TYP | GRÖSSE | SOHLE |
|---------|------|---------|------------------------------|
| ART-NO. | TYPE | SIZE | SOLE |
| O220 | OT2 | 20 - 42 | EVA-Keil mit Gummilaufsohle |
| O520 | OT5 | 20 - 42 | Gummilaufsohle |
| O820 | OT8 | 25 - 42 | EVA-foam with treaded rubber |

INFORMATIONEN INFORMATION

3-WEITENSYSTEM / 3-WIDTHS SYSTEM

Das Perpedes 3-Weitensystem wurde in Zusammenarbeit mit Orthopädie(schuh)technikern entwickelt und getestet und ist optimal zur Aufnahme von Einlagen und Fuß-/Beinorthesen unterschiedlicher Wandstärken geeignet. Die Schuhleisten basieren auf 3 verschiedenen Leistengruppen und Weitensystemen, sowie den neuesten Erkenntnissen der Leistengeometrie. Erhältlich sind die drei Weiten OT2, OT5 und OT8. Im Vergleich zur Weite OT2, haben die Weiten OT5 und OT8 jeweils ein deutlich höheres Fersen-, Spann- und Zehenbox-Volumen. Die Sohlenkonstruktion der 3-Weiten Therapieschuhe sorgt aufgrund der Ballenrolle für mehr Standfestigkeit und Gangstabilität. Des Weiteren besteht an allen Orthesenschuhen die Möglichkeit von individuellen orthopädischen Zurichtungen.

WEITENAUSWAHL

OT2 – für dünnwandige Orthesen und Einlagen / Einseitige Ausführung als Ausgleichsschuh für kontralateralen Orthesenschuh geeignet

OT5 – für Orthesen mit einer Wandstärke von 4-6mm

OT8 – für Orthesen mit einer Wandstärke von 7-10mm


The Perpedes „3-Widths System“ was designed and tested in close collaboration with orthopedic (shoe) technicians and is optimized for foot and leg orthoses (AFOs/DAFOs) in various designs and wall thicknesses. This development of shoe lasts is based on different last groups with their unique geometry and results in 3 different widths – OT2, OT5 and OT8. Compared to the width OT2, each OT5 and OT8 offer increased volume in the heel, instep and toe box area. The “3-Widths System” offers a wider sole construction with ball rockers that provide guided stability in standing and locomotion. The sole material leaves options for individual orthopedic modifications.

WIDTHS SELECTION

OT2 – for thin AFOs/DAFOs and foot orthoses / suitable for the non-effected foot in case of unilateral orthotic treatment

OT5 – for AFOs/DAFOs with 4-6mm wall thickness

OT8 – for AFOs/DAFOs with 7-10mm wall thickness



1. Leichtes An- und Ausziehen durch weiten Einstiegsbereich

1. Easy to step in/get out with an AFO/DAFO thanks to the wide to open fasteners and tongue

2. Vorderkappe als Zehenschutz

2. Solid, protective toe box

3. Stabile Fersenkappe zur optimalen Fixierung der Orthese und für eine hohe Rückfußstabilität

3. Stable heel counter for more hindfoot stability

4. Herausnehmbare Einlegesohle als Platzhalter für orthopädische Versorgungen

4. Removable EVA inlays as placeholders for individual (foot) orthoses

5. Einstiegsschleife (bei einigen Modellen)

5. Upper loop (for selected models)

6. Flexibler, erhöhter und gepolsterter Schafttrand zur Vermeidung von Druckstellen

6. Raised, flexible and cushioned topline to prevent unpleasant pressure and friction

7. Problemlos kürzbare Riemen

7. For selected styles: Hook & loop straps, easy to trim

8. Weitenregulierung über Verschlusstechnik

8. Adjustable fasteners


9. Erhöhtes Zehenboxvolumen

9. Increased volumes in the toe box area

2-WEITENSYSTEM / 2-WIDTHS SYSTEM

Für hohen Gehkomfort bei vielfältigen Orthesenanwendungen. Aufgrund des erweiterten Größenangebotes können Orthesen-Schuhe von Perpedes auch über das Jugendalter hinaus getragen werden. Durch die breitere Brandsohle und das vergrößerte Schaftvolumen ist ausreichend Platz für viele Orthesentypen. Perpedes OS Schuhe sind für dünnwandige Orthesen und Einlagen geeignet und dienen als kontralateraler Orthesenschuh.

For high comfort and stability while walking with variegated orthotic applications. Due to the extended size range and trendy designs, therapy shoes by Perpedes can be worn at any age. The broader inner sole and the enlarged upper volume offer enough space for different types of orthoses: OT-shoes for thin AFOs/DAFOs, Perpedes FO-shoes for low profile foot orthoses. Suitable for the non-affected foot in case of unilateral orthotic treatment.



1. Leichtes An- und Ausziehen durch weiten Einstiegsbereich
1. Easy to step in/get out with an AFO/DAFO thanks to the wide to open fasteners and tongue
2. Vorderkappe als Zehenschutz
2. Solid, protective toe box
3. Stabile Fersenkappe zur optimalen Fixierung der Orthese
3. Stable heel counter
4. Herausnehmbare Einlegesohle
4. Removable EVA inlays as placeholders for individual (foot) orthoses
5. Flexible, breite Sohle für sicheren Gang und gute Abrollung
5. Wide, flexible and lightweight soles for safe gait pattern

ORTHESENSCHUHE / ORTHOTIC SHOES


LEISTENVERGLEICH OT / OT2 / OT5 / OT8

COMPARISON OF SHOE LASTS FOR OT / OT2 / OT5 / OT8

VORFUSS / FOREFOOT

Vergleich OT (2W) vs. OT2 / OT5 / OT8 (3W) im Vorfuß
Shoe last comparison in the forefoot area of OT (from the 2-Widths-System)
vs. OT2 vs. OT5 vs. OT8 (from the 3-Widths-System)


- Unterschiedliches Zehenbox- und Spannvolumen
• Different toe box and instep volumes
- Optimierte Dynamik durch zurückversetzten Ballenpunkt
• Optimized rocker function



RÜCKFUSS / HINDFOOT

Vergleich OT (2W) vs. OT2 / OT5 / OT8 (3W) im Rückfuß
Shoe last comparison in the hindfoot area of OT (from the 2-Widths-System)
vs. OT2 vs. OT5 vs. OT8 (from the 3-Widths-System)


- Unterschiedliches Fersenvolumen
• Different hindfoot volumes
- Absatzsprengung an Schuhgrößen und Alter angepasst
• Heel spring suitable to shoe sizes



BRANDSOHLEN / TEMPLATES

Brandsohlenvergleich von OT (2W) vs. OT2 / OT5 / OT8 (3W)
Template comparison of OT (from the 2-Widths-System)
vs. OT2 vs. OT5 vs. OT8 (from the 3-Widths-System)

- Geometrie an Fuß- und Beinorthesen angepasst
• Outlines optimized for AFOs / DAFOs



ANTIVARUS SCHUHE / ANTIVARUS SHOES

Zur Behandlung von kindlichen Sichelfüßen, rezidiven und post-operativen Klumpfüßen und zur Gewährleistung eines physiologisch korrekten Gangbildes.

For the therapy of Pes adductus / pigeon toes in children, recurrent or post-operative clubfoot and to guarantee a physiologically correct gait pattern.

VORFUSSKORREKTUR


Durch die innere (mediale) und äußere (laterale) Fersenfassung wird der Rückfuß (Fersenbein und Fußwurzelknochen) stabilisiert. Um den Vorfuß und Mittelfuß im Ballenbereich (ab Lisfranc'sches Gelenk) in einer nach außen gezogenen Überkorrektur von 8° zu halten, haben unsere Antivarus-Schuhe eine speziell geformte, medial bis zum Ballen gezogene versteifte Fersenkappe. Antivarus-Schuhe von Perpedes sind bekannt für ihre bequeme Passform, sowie eine besonders hochwertige Material- und Verarbeitungsqualität. Perpedes NT Schuhe dienen als kontralateraler Antivarusschuh.

FOREFOOT CORRECTION

The straightening of the adducted forefoot is being done by the well known "3-point correction". In addition with the medial and lateral hindfoot grip, provided by the heel counter, the medially extended portion of the heel counter realigns the forefoot in the area of MTP-joint by 8° towards lateral. Antivarus shoes by Perpedes are famous for their comfortable fit as well as for the high material and manufacturing quality. Perpedes NT-shoes are suitable for the non-affected foot in case of unilateral antivarus treatment.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TECHNICAL FEATURES AND BENEFITS



- Herausnehmbare Einlegesohle ermöglicht individuelle Einlagenversorgung
- Weiter Einstieg erleichtert das An- und Ausziehen
- Der gepolsterte Schaftkragen bietet gute Rückfußfassung und optimalen Halt ohne Einengung
- Medial verlängerte Hinterkappe vorbei am Korrekturpunkt bis ans Großzehengrundgelenk
- Starke Zehenkappe zur Unterstützung der Korrekturfunktion
- Flexible, breite und leichte Sohle für sicheren Gang und gute Abrollung
- Komfortable Trageeigenschaften durch Verwendung ausgesuchter Materialien

- Removable inlay to be replaced with individual foot orthoses
- Easy to get in / get out as of the wide to open closure
- Solid heel counter for a good hindfoot fixation without restrictions
- Firm medially extended heel counter for the forefoot's alignment
- Firm toe cap to assist the foot's treatment purpose
- Flexible and lightweight soles for an effortless gait pattern
- High wearing comfort by using materials of finest quality

2-WEITENSYSTEM / 2-WIDTHS SYSTEM

GRÖSSENBESTIMMUNG OT / OS / AV / NT

SIZE DETERMINATION OT / FO / AV / NT

| Schuhgröße Perpedes Shoe size Perpedes | Fußlänge in cm Foot length in cm | Innensohlen- / Brandsohlenlänge in cm Inner shoe length in cm | Schuhgröße UK UK size |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 18 | 10,5 | 12,1 | 2K |
| 19 | 11,2 | 12,7 | 3K |
| 20 | 11,8 | 13,4 | 4K |
| 21 | 12,5 | 14,0 | 4,5K |
| 22 | 13,2 | 14,7 | 5,5K |
| 23 | 13,8 | 15,3 | 6K |
| 24 | 14,5 | 16,0 | 7K |
| 25 | 15,2 | 16,6 | 7,5K |
| 26 | 15,8 | 17,3 | 8,5K |
| 27 | 16,5 | 18,0 | 9K |
| 28 | 17,2 | 18,7 | 10K |
| 29 | 17,8 | 19,3 | 11K |
| 30 | 18,5 | 20,0 | 12K |
| 31 | 19,2 | 20,7 | 12,5K |
| 32 | 19,8 | 21,4 | 13,5K |
| 33 | 20,5 | 22,0 | 1 |
| 34 | 21,2 | 22,7 | 2 |
| 35 | 21,8 | 23,4 | 3 |
| 36 | 22,5 | 23,7 | 3,5 |
| 37 | 23,2 | 24,4 | 4 |
| 38 | 23,8 | 25,1 | 5 |
| 39 | 24,5 | 25,7 | 6 |
| 40 | 25,2 | 26,4 | 6,5 |
| 41 | 25,8 | 27,0 | 7 |
| 42 | 26,5 | 27,7 | 8 |
| 43 | 27,2 | 28,4 | 9 |
| 44 | 27,8 | 29,1 | 9,5 |
| 45 | 28,5 | 29,8 | 10,5 |

| Schuhgröße Shoe size | *AV, OS, NT-Fersenmaß *AV, FO, NT heel girth | *AV, OS, NT-Ballenmaß *AV, FO, NT ball girth | *OT-Fersenmaß *OT heel girth | *OT-Ballenmaß *OT ball girth |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 18 | 20,22 | 15,00 | 22,30 | 17,54 |
| 19 | 20,76 | 15,25 | 22,80 | 17,77 |
| 20 | 21,30 | 15,50 | 23,30 | 18,00 |
| 21 | 21,84 | 15,80 | 23,80 | 18,23 |
| 22 | 22,38 | 16,00 | 24,30 | 18,46 |
| 23 | 22,92 | 16,25 | 24,80 | 18,69 |
| 24 | 23,46 | 16,50 | 25,30 | 18,91 |
| 25 | 24,00 | 16,75 | 25,80 | 19,15 |
| 26 | 24,73 | 17,08 | 26,43 | 19,51 |
| 27 | 25,46 | 17,41 | 27,06 | 19,87 |
| 28 | 26,20 | 17,75 | 27,70 | 20,25 |
| 29 | 26,96 | 18,21 | 28,56 | 20,71 |
| 30 | 27,72 | 18,67 | 29,42 | 21,17 |
| 31 | 28,48 | 19,13 | 30,28 | 21,63 |
| 32 | 29,24 | 19,59 | 31,14 | 22,09 |
| 33 | 30,00 | 20,05 | 32,00 | 22,55 |
| 34 | 30,55 | 20,59 | 32,65 | 23,08 |
| 35 | 31,10 | 21,13 | 33,30 | 23,62 |
| 36 | 31,65 | 21,66 | 33,95 | 24,16 |
| 37 | 32,20 | 22,20 | 34,60 | 24,70 |
| 38 | 32,84 | 22,61 | 35,57 | 25,11 |
| 39 | 33,48 | 23,02 | 36,54 | 25,52 |
| 40 | 34,12 | 23,43 | 37,51 | 25,94 |
| 41 | 34,76 | 23,85 | 38,50 | 26,35 |
| 42 | 35,40 | 24,26 | 39,22 | 26,76 |
| 43 | 36,04 | 24,67 | 39,94 | 27,17 |
| 44 | 36,68 | 25,08 | 40,66 | 27,59 |
| 45 | 37,32 | 25,49 | 41,38 | 28,00 |

Für Halbschuhe, Halbstiefel (cm)
For sneakers, ankle boots (cm)

| Schuhgröße Shoe size | *AV, OS, NT-Fersenmaß *AV, FO, NT heel girth | *AV, OS, NT-Ballenmaß *AV, FO, NT ball girth | *OT-Fersenmaß *OT heel girth | *OT-Ballenmaß *OT ball girth |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 18 | 19,30 | 14,52 | 22,30 | 17,54 |
| 19 | 19,90 | 14,76 | 22,80 | 17,77 |
| 20 | 20,50 | 15,00 | 23,30 | 18,00 |
| 21 | 21,10 | 15,24 | 23,80 | 18,23 |
| 22 | 21,70 | 15,48 | 24,30 | 18,46 |
| 23 | 22,30 | 15,72 | 24,80 | 18,69 |
| 24 | 22,90 | 15,96 | 25,30 | 18,91 |
| 25 | 23,50 | 16,20 | 25,80 | 19,15 |
| 26 | 24,20 | 16,60 | 26,43 | 19,51 |
| 27 | 24,90 | 17,00 | 27,06 | 19,87 |
| 28 | 25,60 | 17,40 | 27,70 | 20,25 |
| 29 | 26,32 | 17,78 | 28,56 | 20,71 |
| 30 | 27,04 | 18,16 | 29,42 | 21,17 |
| 31 | 27,76 | 18,54 | 30,28 | 21,63 |
| 32 | 28,48 | 19,92 | 31,14 | 22,09 |
| 33 | 29,20 | 19,30 | 32,00 | 22,55 |
| 34 | 29,90 | 19,85 | 32,65 | 23,08 |
| 35 | 30,60 | 20,40 | 33,30 | 23,62 |
| 36 | 31,30 | 20,95 | 33,95 | 24,16 |
| 37 | 32,00 | 21,50 | 34,60 | 24,70 |
| 38 | 32,70 | 22,05 | 35,57 | 25,11 |
| 39 | 33,40 | 22,60 | 36,54 | 25,52 |
| 40 | 34,10 | 23,15 | 37,51 | 25,94 |
| 41 | | | 38,50 | 26,35 |
| 42 | | | 39,22 | 26,75 |
| 43 | | | 39,94 | 27,17 |
| 44 | | | 40,66 | 27,59 |
| 45 | | | 41,32 | 28,00 |

Für Sandalen (cm)
For sandals (cm)



In Therapieschuhen von Perpedes ist eine Spitzenzugabe von 1,2 - 1,5 cm bereits enthalten. Sie messen nur die Fußlänge und lesen die dazugehörige Schuhgröße ab.

Brandsohlenlänge / korrekte Schuhgröße = Fußlänge in cm + Spitzenzugaben (1,2 - 1,5 cm)


Beispiel:
Gemessene Fußlänge 21,8 cm + Spitzenzugabe = 23,4 cm. Unsere Empfehlung: Größe 35

Perpedes' therapy shoes already include a length allowance of 1.2 - 1.5 cm. You only measure the foot length and read the corresponding shoe size in the table above.

Proper inner shoe length / proper shoe size = foot length in cm + allowance (1.2 - 1.5 cm)

Example:
Measured foot length of 21.8 cm + allowance = 23.4 cm. Our recommendation: size 35

- *OT/OT = Orthesenschuhe / AFOs/DAFOs
- *OS/FO = Orthesenschuhe schmal / Foot orthotics
- *AV/AV = Antivarusschuhe / Antivarus shoes
- *NT/NT = Neutralschuhe / Neutral shoes



ALLE MODELLE
SIND AUCH
UNPAARIG
BESTELLBAR

ALL STYLES CAN
BE ORDERED
UNPAIRED


3-WEITENSYSTEM / 3-WIDTHS SYSTEM

GRÖSSENBESTIMMUNG OT2 / OT5 / OT8

SIZE DETERMINATION OT2 / OT5 / OT8

| | Schuhgröße Perpedes Shoe size Perpedes | Fußlänge in cm Foot length in cm | OT 2 Brandsohlenlänge in cm OT 2 Inner shoe length in cm | OT 5 Brandsohlenlänge in cm OT 5 Inner shoe length in cm | OT 8 Brandsohlenlänge in cm OT 8 Inner shoe length in cm | OT 2 Ballenbreite OT 2 Ball width | OT 5 Ballenbreite OT 5 Ball width | OT 8 Ballenbreite OT 8 Ball width | OT 2 Fersenbreite OT 2 Heel width | OT 5 Fersenbreite OT 5 Heel width | OT 8 Fersenbreite OT 8 Heel width |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 20 | | 11,8 | 13,3 | 13,6 | | 5,9 | 6,4 | | 4,1 | 4,9 | |
| 21 | | 12,5 | 14,0 | 14,3 | | 5,9 | 6,5 | | 4,1 | 4,9 | |
| 22 | | 13,2 | 14,7 | 15,0 | | 6 | 6,6 | | 4,2 | 5,0 | |
| 23 | | 13,8 | 15,3 | 15,6 | | 6,1 | 6,7 | | 4,3 | 5,1 | |
| 24 | | 14,5 | 16,0 | 16,3 | | 6,2 | 6,8 | | 4,3 | 5,1 | |
| 25 | | 15,2 | 16,7 | 17,0 | 17,0 | 6,4 | 6,9 | 7,1 | 4,4 | 5,2 | 5,4 |
| 26 | | 15,9 | 17,4 | 17,6 | 17,6 | 6,5 | 7,0 | 7,2 | 4,5 | 5,3 | 5,5 |
| 27 | | 16,5 | 18,0 | 18,3 | 18,3 | 6,6 | 7,2 | 7,3 | 4,6 | 5,4 | 5,6 |
| 28 | | 17,2 | 18,7 | 19,0 | 19,0 | 6,8 | 7,3 | 7,5 | 4,7 | 5,5 | 5,7 |
| 29 | | 17,9 | 19,4 | 19,6 | 19,6 | 6,9 | 7,4 | 7,6 | 4,8 | 5,6 | 5,8 |
| 30 | | 18,5 | 20,0 | 20,3 | 20,3 | 7,1 | 7,6 | 7,8 | 4,9 | 5,8 | 6,0 |
| 31 | | 19,2 | 20,7 | 21,0 | 21,0 | 7,3 | 7,8 | 8,0 | 5,0 | 5,9 | 6,1 |
| 32 | | 19,9 | 21,4 | 21,7 | 21,7 | 7,5 | 8,0 | 8,2 | 5,2 | 6,0 | 6,2 |
| 33 | | 20,5 | 22,0 | 22,3 | 22,3 | 7,7 | 8,1 | 8,3 | 5,3 | 6,2 | 6,4 |
| 34 | | 21,2 | 22,7 | 23,0 | 23,0 | 7,9 | 8,3 | 8,5 | 5,5 | 6,3 | 6,5 |
| 35 | | 21,9 | 23,4 | 23,7 | 23,7 | 8,1 | 8,5 | 8,7 | 5,6 | 6,5 | 6,7 |
| 36 | | 22,1 | 23,6 | 24,0 | 24,0 | 8,2 | 9,0 | 9,2 | 5,6 | 6,6 | 6,9 |
| 37 | | 22,8 | 24,3 | 24,7 | 24,7 | 8,4 | 9,2 | 9,3 | 5,7 | 6,7 | 7,0 |
| 38 | | 23,4 | 24,9 | 25,3 | 25,3 | 8,5 | 9,3 | 9,5 | 5,8 | 6,8 | 7,1 |
| 39 | | 24,1 | 25,6 | 26,0 | 26,0 | 8,7 | 9,4 | 9,6 | 5,9 | 6,9 | 7,2 |
| 40 | | 24,8 | 26,3 | 26,7 | 26,7 | 8,8 | 9,6 | 9,8 | 6,0 | 7,0 | 7,3 |
| 41 | | 25,4 | 26,9 | 27,3 | 27,3 | 9,2 | 9,7 | 9,9 | 6,2 | 7,2 | 7,5 |
| 42 | | 26,1 | 27,6 | 28,0 | 28,0 | 9,3 | 9,9 | 10,0 | 6,3 | 7,3 | 7,6 |
| 43 | | 26,8 | 28,3 | 28,7 | 28,7 | 9,5 | 10,0 | 10,2 | 6,4 | 7,4 | 7,7 |
| 44 | | 27,4 | 28,9 | 29,3 | 29,3 | 9,6 | 10,1 | 10,3 | 6,5 | 7,5 | 7,8 |
| 45 | | 28,1 | 29,6 | 30,0 | 30,0 | 9,8 | 10,3 | 10,5 | 6,7 | 7,6 | 7,9 |
| 46 | | 28,8 | 30,3 | 30,7 | 30,7 | 9,9 | 10,4 | 10,6 | 6,8 | 7,7 | 8,0 |
| 47 | | 29,4 | 30,9 | 31,3 | 31,3 | 10,1 | 10,6 | 10,7 | 6,9 | 7,8 | 8,1 |
| 48 | | 30,1 | 31,6 | 32,0 | 32,0 | 10,2 | 10,7 | 10,9 | 7,0 | 7,9 | 8,2 |

Brandsohlenmaße
(Inner shoe) Template dimensions



In Therapieschuhen von Perpedes ist eine Spitzenzugabe von 1,2 - 1,5 cm bereits enthalten. Sie messen nur die Fußlänge und lesen die dazugehörige Schuhgröße ab.

Brandsohlenlänge / korrekte Schuhgröße = Fußlänge in cm + Spitzenzugaben (1,2 - 1,5 cm)

Beispiel:
Gemessene Fußlänge 21,8 cm + Spitzenzugabe = 23,4 cm. Unsere Empfehlung: Größe 35

GRÖSSENBESTIMMUNG OT2 / OT5 / OT8

SIZE DETERMINATION OT2 / OT5 / OT8 (3-WIDTHS SYSTEM SHOES)


| | Schuhgröße Perpedes Shoe size Perpedes | Fußlänge in cm Foot length in cm | OT 2 Ballenmaß (Ballenweite) OT 2 Ball girth | OT 5 Ballenmaß (Ballenweite) OT 5 Ball girth | OT 8 Ballenmaß (Ballenweite) OT 8 Ball girth | OT 2 Fersenmaß OT 2 Heel girth | OT 5 Fersenmaß OT 5 Heel girth | OT 8 Fersenmaß OT 8 Heel girth | OT 2 Zehenboxhöhe OT 2 Toe box height | OT 5 Zehenboxhöhe OT 5 Toe box height | OT 8 Zehenboxhöhe OT 8 Toe box height | Fersensprengung OT 2 - 5 - 8 OT 2 - 5 - 8 Heel spring |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 20 | | 11,8 | 16,1 | 18,8 | | 21,5 | 24,6 | | 2,1 | 2,6 | | |
| 21 | | 12,5 | 16,3 | 19,0 | | 22,0 | 25,2 | | 2,2 | 2,7 | | |
| 22 | | 13,2 | 16,5 | 19,3 | | 22,5 | 25,9 | | 2,2 | 2,8 | | 0,4 cm |
| 23 | | 13,8 | 16,8 | 19,6 | | 23,1 | 26,5 | | 2,3 | 2,8 | | |
| 24 | | 14,5 | 17,1 | 19,9 | | 23,6 | 27,1 | | 2,3 | 2,9 | | |
| 25 | | 15,2 | 17,5 | 20,2 | 21,1 | 24,1 | 27,8 | 28,6 | 2,4 | 2,9 | 3,1 | |
| 26 | | 15,9 | 17,8 | 20,6 | 21,5 | 24,6 | 28,3 | 29,1 | 2,4 | 3,0 | 3,2 | |
| 27 | | 16,5 | 18,2 | 21,0 | 21,9 | 25,1 | 29,0 | 29,8 | 2,5 | 3,0 | 3,3 | |
| 28 | | 17,2 | 18,6 | 21,4 | 22,3 | 25,9 | 29,7 | 30,5 | 2,5 | 3,1 | 3,4 | 0,6 cm |
| 29 | | 17,9 | 19,0 | 21,8 | 22,7 | 26,8 | 30,5 | 31,4 | 2,6 | 3,1 | 3,5 | |
| 30 | | 18,5 | 19,5 | 22,3 | 23,2 | 27,6 | 31,4 | 32,2 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | |
| 31 | | 19,2 | 20,0 | 22,8 | 23,7 | 28,4 | 32,1 | 33,0 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | |
| 32 | | 19,9 | 20,6 | 23,3 | 24,2 | 29,2 | 33,0 | 33,8 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | |
| 33 | | 20,5 | 21,1 | 23,9 | 24,8 | 30,2 | 33,9 | 34,8 | 3,0 | 3,3 | 3,9 | 0,8 cm |
| 34 | | 21,2 | 21,7 | 24,4 | 25,3 | 30,8 | 34,6 | 35,5 | 3,1 | 3,4 | 4,0 | |
| 35 | | 21,9 | 22,3 | 25,0 | 25,9 | 31,6 | 35,4 | 36,4 | 3,2 | 3,5 | 4,1 | |
| 36 | | 22,1 | 22,6 | 25,5 | 26,6 | 32,9 | 36,5 | 37,5 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | |
| 37 | | 22,8 | 23,0 | 25,9 | 27,0 | 33,6 | 37,2 | 38,2 | 3,3 | 3,7 | 4,3 | |
| 38 | | 23,4 | 23,4 | 26,3 | 27,4 | 34,5 | 38,1 | 39,1 | 3,4 | 3,8 | 4,4 | 0,9 cm |
| 39 | | 24,1 | 23,8 | 26,7 | 27,8 | 35,2 | 38,9 | 40,0 | 3,5 | 3,9 | 4,5 | |
| 40 | | 24,8 | 24,2 | 27,1 | 28,2 | 35,9 | 39,7 | 40,9 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | |
| 41 | | 25,4 | 25,0 | 29,4 | 30,6 | 36,8 | 40,8 | 41,8 | 3,7 | 4,1 | 4,7 | |
| 42 | | 26,1 | 25,4 | 29,8 | 31,0 | 37,3 | 41,4 | 42,5 | 3,8 | 4,3 | 4,8 | |
| 43 | | 26,8 | 25,8 | 30,3 | 31,5 | 38,1 | 42,3 | 43,4 | 3,8 | 4,4 | 4,9 | |
| 44 | | 27,4 | 26,2 | 30,7 | 31,9 | 38,9 | 43,1 | 44,2 | 3,9 | 4,5 | 5,0 | 1,1 cm |
| 45 | | 28,1 | 26,7 | 31,1 | 32,3 | 39,7 | 43,9 | 45,0 | 3,9 | 4,6 | 5,1 | |
| 46 | | 28,8 | 27,1 | 31,5 | 32,7 | 40,5 | 44,7 | 45,8 | 4,0 | 4,7 | 5,2 | |
| 47 | | 29,4 | 27,5 | 31,9 | 33,1 | 41,3 | 45,5 | 46,6 | 4,0 | 4,8 | 5,3 | |
| 48 | | 30,1 | 27,9 | 32,3 | 33,5 | 42,1 | 46,3 | 47,4 | 4,1 | 4,9 | 5,4 | |

Umfangmaße vom Bruttoleisten
Circumferences (gross shoe last)

Perpedes' therapy shoes already include a length allowance of 1.2 - 1.5cm. You only measure the foot length and read the corresponding shoe size.

Proper inner shoe length / proper shoe size
= foot length in cm + allowance (1.2 - 1.5 cm)

Example:
Measured foot length of 21.8 cm + allowance
= 23.4 cm. Our recommendation: size 35



Zehenboxhöhe
Toe box height

Fersensprengung
Heel spring











ÜBERSICHT SUMMARY


ORTHESENSCHUHE / ORTHOTIC SHOES

HALBSTIEFEL GEFÜTTERT ANKLE BOOTS, WARM LINING














2-WEITENSYSTEM 2-WIDTHS SYSTEM

| NAME NAME | ART-NR ART-NO. | WEITE WIDTH | GRÖSSE SIZE | FARBE COLOR | OBERMATERIAL UPPER | INNENFUTTER LINING | SOHLE SOLE | VERSCHLUSS CLOSURE | SEITE PAGE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| OSLO  | OFAU NFAU | OT/OT OS/FO | 20 - 42 20 - 42 | Pink Rosa | Nubukleder, gefettet Nubuck leather, greased | Lammfell Lambskin lining | TR-Sohle, grau Rubber sole, gray | Klettverschluss Velcro fasteners | 08 |
| HELSINKI  | OF47 NF47 | OT/OT OS/FO | 20 - 45 20 - 45 | Braun Brown | Nubukleder Nubuck leather | Lammfell Lambskin lining | TR-Sohle, beige Rubber sole, beige | Klettverschluss Velcro fasteners | 09 |
| BERGEN  | OF48 NF48 | OT/OT OS/FO | 20 - 45 20 - 45 | Schwarz Black | Nubukleder, wasserabweisend Nubuck leather, water-repellent | Lammfell Lambskin lining | TR-Sohle, grau Rubber sole, gray | Klettverschluss Velcro fasteners | 09 |
| CARDIFF  | OF45 NF45 | OT/OT OS/FO | 24 - 39 24 - 40 | Bordeaux/ Brombeer Bordeaux/ berry | Glattleder/Nubukleder Smooth leather/nubuck leather | Teddyfell Warming textile | TR-Sohle, schwarz Rubber sole, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 10 |
| TORONTO  | OF70 NF70 | OT/OT OS/FO | 24 - 45 24 - 45 | Camel Camel | Nubukleder Nubuck leather | Teddyfell Warming textile | TR-Sohle, beige Rubber sole, beige | Schnürung Lacing | 11 |
| ONTARIO  | OF69 NF69 | OT/OT OS/FO | 24 - 45 24 - 45 | Braun Brown | Nubukleder, gefettet/ Spaltleder, beschichtet Nubuck leather, greased/ split leather, coated | Teddyfell Warming textile | TR-Sohle, schwarz Rubber sole, black | Schnürung Lacing | 11 |
| NEW YORK  | OFAE NFAE | OT/OT OS/FO | 24 - 45 24 - 45 | Schwarz Black | Nubukleder, gefettet Nubuck leather, greased | Teddyfell Warming textile | TR-Sohle, weiß Rubber sole, white | Schnürung/Reiß- verschluss Lacing/zippers | 12 |
| BOSTON  | OF50 NF50 | OT/OT OS/FO | 24 - 45 24 - 45 | Braun Brown | Nubukleder Nubuck leather | Teddyfell Warming textile | TR-Sohle, weiß Rubber sole, white | Schnürung/Reiß- verschluss lacing/zippers | 12 |
| VANCOUVER  | OFAF NFAF | OT/OT OS/FO | 24 - 45 24 - 45 | Braun Brown | Nubukleder, gefettet Nubuck leather, greased | Teddyfell Warming textile | TR-Sohle, weiß Rubber sole, white | Schnürung/Reiß- verschluss Lacing/zippers | 13 |
| CAROLINA  | O FAG NFAG | OT/OT OS/FO | 24 - 42 24 - 42 | Bordeaux Bordeaux | Glattleder Smooth leather | Teddyfell Warming textile | TR-Sohle, weiß Rubber sole, white | Schnürung/Reiß- verschluss Lacing/zippers | 13 |







HALBSTIEFEL ANKLE BOOTS

2-WEITENSYSTEM 2-WIDTHS SYSTEM

| NAME NAME | ART-NR ART-NO. | WEITE WIDTH | GRÖSSE SIZE | FARBE COLOR | OBERMATERIAL UPPER | INNENFUTTER LINING | SOHLE SOLE | VERSCHLUSS CLOSURE | SEITE PAGE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
|  BELFAST | OT30 NS30 | OT/OT OS/FO | 24 - 39 24 - 40 | Bordeaux/ Brombeer Bordeaux/ berry | Glattleder/Nubukleder Smooth leather/nubuck leather | Textil Textile | TR-Sohle, schwarz Rubber sole, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 16 |
|  DERBY 2 | OT40 NS40 | OT/OT OS/FO | 24 - 39 24 - 40 | Braun Brown | Nubukleder Nubuck leather | Textil Textile | TR-Sohle, schwarz Rubber sole, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 16 |
|  WIEN SALE | OT38 NS54 | OT/OT OS/FO | 20 - 40 20 - 40 | Braun/ Schwarz Brown/black | Nubukleder, gefettet Nubuck leather, greased | Leder Leather | EVA-Sohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 16 |
|  KINGSTON | OT59 NS59 | OT/OT OS/FO | 24 - 45 24 - 45 | Camel Camel | Nubukleder Nubuck leather | Leder Leather | TR-Sohle, beige Rubber sole, beige | Schnürung Lacing | 17 |
|  ATLANTA | OT90 NS90 | OT/OT OS/FO | 24 - 40 24 - 40 | Rot/Grau Red/gray | Nubukleder/Veloursleder Nubuck leather/suede | Textil Textile | TR-Sohle, weiß Rubber sole, white | Schnürung/Reiß- verschluss Lacing/zippers | 18 |
|  MEMPHIS | OT89 NS89 | OT/OT OS/FO | 24 - 45 24 - 45 | Blau/Grau Blue/gray | Nubukleder/Veloursleder Nubuck leather/suede | Textil Textile | TR-Sohle, weiß Rubber sole, white | Schnürung/Reiß- verschluss Lacing/zippers | 18 |
|  BALTIMORE | OT18 NS18 | OT/OT OS/FO | 24 - 40 24 - 40 | Orange Orange | Nubukleder Nubuck leather | DryFeet DryFeet | TR-Sohle, weiß Rubber sole, white | Schnürung/Reiß- verschluss Lacing/zippers | 19 |
|  CHARLOTTE | OT77 NS77 | OT/OT OS/FO | 24 - 40 24 - 40 | Gebümt Floral | Glattleder Smooth leather | Leder Leather | TR-Sohle, weiß Rubber sole, white | Schnürung Lacing | 20 |
|  DALLAS | OT86 NS86 | OT/OT OS/FO | 24 - 45 24 - 45 | Jeanblau Denim | Jeanstoffgewebe Denim | Leder Leather | TR-Sohle, weiß Rubber sole, white | Schnürung Lacing | 21 |
|  NASHVILLE SALE | OT91 NS91 | OT/OT OS/FO | 24 - 40 24 - 40 | Leoparden- print/Grau Leopard printed/ gray | Glattleder/Veloursleder Smooth leather/suede | Textil Textile | TR-Sohle, weiß Rubber sole, white | Schnürung/Reiß- verschluss Lacing/zippers | 20 |
|  ORLANDO SALE | OT74 NS74 | OT/OT OS/FO | 24 - 40 24 - 40 | Leoparden- print Leopard printed | Glattleder Smooth leather | Leder Leather | TR-Sohle, weiß Rubber sole, white | Schnürung Lacing | 21 |

HALBSTIEFEL ANKLE BOOTS



3-WEITENSYSTEM
3-WIDTHS SYSTEM

| NAME NAME | ART.-NR ART-NO. | WEITE WIDTH | GRÖSSE SIZE | FARBE COLOR | OBERMATERIAL UPPER | INNENFUTTER LINING | SOHLE SOLE | VERSCHLUSS CLOSURE | SEITE PAGE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|  OREGON LIGHT | O251 O551 O851 | OT2 OT5 OT8 | 31 - 42 31 - 42 31 - 42 | Schwarz Black | Nubukleder, gefettet/ Spaltleder, PU beschichtet Nubuck leather, greased/ split leather, PU coated | DryFeet DryFeet | PERPEDES EXTRALIGHT, schwarz PERPEDES EXTRALIGHT, black | Schnürung Lacing | 22 |
|  MONTANA LIGHT | O2AB O5AB O8AB | OT2 OT5 OT8 | 24 - 42 24 - 42 25 - 42 | Schwarz/ Braun Black/brown | Nubukleder, gefettet Nubuck leather, greased | DryFeet DryFeet | PERPEDES EXTRALIGHT, schwarz PERPEDES EXTRALIGHT, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 22 |
|  NEW JERSEY 2 | O2AC O5AC O8AC | OT2 OT5 OT8 | 35 - 45 35 - 45 35 - 45 | Schwarz Black | Nubukleder, gefettet Nubuck leather, greased | DryFeet DryFeet | EVA-Keil mit griffiger Winterprofilsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 23 |
|  NEW JERSEY SALE | O210 O510 O810 | OT2 OT5 OT8 | 35 - 45 35 - 45 35 - 45 | Schwarz Black | Nubukleder, gefettet Nubuck leather, greased | DryFeet DryFeet | EVA-Keil mit Gummilaufohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 23 |

BOA HALBSCHUHE GEFÜTTERT BOA SNEAKERS, WARM LINING




2-WEITENSYSTEM
2-WIDTHS SYSTEM

| NAME NAME | ART.-NR ART-NO. | WEITE WIDTH | GRÖSSE SIZE | FARBE COLOR | OBERMATERIAL UPPER | INNENFUTTER LINING | SOHLE SOLE | VERSCHLUSS CLOSURE | SEITE PAGE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
|  TOLEDO | OT43 | OT/OT | 26 - 40 | Grau Gray | Glattleder/Veloursleder Smooth leather/suede | Wollfutter Wool lining | EVA-Keil mit Gummilaufohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | BOA BOA | 26 |
|  ANDORRA LIGHT | OT44 | OT/OT | 26 - 40 | Bordeaux Bordeaux | Glattleder/Veloursleder Smooth leather/suede | Wollfutter Wool lining | PERPEDES EXTRALIGHT, schwarz PERPEDES EXTRALIGHT, black | BOA BOA | 26 |

BOA HALBSCHUHE GEFÜTTERT BOA SNEAKERS, WARM LINING




3-WEITENSYSTEM
3-WIDTHS SYSTEM

| NAME NAME | ART.-NR ART-NO. | WEITE WIDTH | GRÖSSE SIZE | FARBE COLOR | OBERMATERIAL UPPER | INNENFUTTER LINING | SOHLE SOLE | VERSCHLUSS CLOSURE | SEITE PAGE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
|  SEVILLA LIGHT NEW * | O2BD O5BD O8BD | OT2 OT5 OT8 | 26 - 42 26 - 42 26 - 42 | Grau Gray | Glattleder/Textilgewebe Smooth leather/textile | Wollfutter Wool lining | PERPEDES EXTRALIGHT, schwarz PERPEDES EXTRALIGHT, black | BOA | 27 |

* Lieferbar ab Oktober 2018! / Available from October 2018!





BOA HALBSCHUHE BOA SNEAKERS

2-WEITENSYSTEM
2-WIDTHS SYSTEM

| NAME NAME | ART.-NR ART.-NO. | WEITE WIDTH | GRÖSSE SIZE | FARBE COLOR | OBERMATERIAL UPPER | INNENFUTTER LINING | SOHLE SOLE | VERSCHLUSS CLOSURE | SEITE PAGE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
|  BARCELONA LIGHT | OT31 | OT/OT | 26 - 40 | Rot/Grau/ Weiß Red/gray/ white | Nubukleder/Glattleder Nubuck leather/smooth leather | Leder Leather | PERPEDES EXTRALIGHT, weiß PERPEDES EXTRALIGHT, white | BOA | 30 |
|  BARCELONA | OT28 | OT/OT | 26 - 40 | Rot/Grau/ Weiß Red/gray/ white | Nubukleder/Glattleder Nubuck leather/smooth leather | Leder Leather | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, weiß EVA-foam with treaded rubber, white | BOA | 31 |
|  MADRID | OT29 | OT/OT | 26 - 40 | Blau Blue | Nubukleder Nubuck leather | Leder Leather | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | BOA | 30 |
|  ALICANTE | OT27 | OT/OT | 26 - 40 | Grün/ Schwarz Green/black | Glattleder/Nappaleder Smooth leather/nappa leather | DryFeet DryFeet | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | BOA | 31 |
|  CADIZ | OT26 | OT/OT | 26 - 40 | Braun Brown | Glattleder/Nubukleder Smooth leather/nubuck leather | Leder Leather | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | BOA | 31 |
|  VALENCIA | OT24 | OT/OT | 26 - 40 | Bordeaux Bordeaux | Glattleder/Nubukleder Smooth leather/nubuck leather | Leder Leather | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | BOA BOA | 31 |
|  BILBAO | OT25 | OT/OT | 26 - 40 | Schwarz Black | Nubukleder/Nappaleder Nubuck leather/nappa leather | Leder Leather | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | BOA BOA | 31 |

BOA HALBSCHUHE BOA SNEAKERS














3-WEITENSYSTEM
3-WIDTHS SYSTEM





| NAME NAME | ART.-NR ART.-NO. | WEITE WIDTH | GRÖSSE SIZE | FARBE COLOR | OBERMATERIAL UPPER | INNENFUTTER LINING | SOHLE SOLE | VERSCHLUSS CLOSURE | SEITE PAGE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
|  CORDOBA LIGHT | O2BE O5BE O8BE | OT2 OT5 OT8 | 26 - 46 26 - 46 26 - 46 | Braun Brown | Glattleder/Textilgewebe Smooth leather/textile | Leder leather | PERPEDES EXTRALIGHT, schwarz PERPEDES EXTRALIGHT, black | BOA | 32 |
|  LISSABON LIGHT | O2BC O5BC O8BC | OT2 OT5 OT8 | 26 - 42 26 - 42 26 - 42 | Violett Purple | Veloursleder/Textil- gewebe Suede/textile | DryFeet DryFeet | PERPEDES EXTRALIGHT, weiß PERPEDES EXTRALIGHT, white | BOA | 33 |
|  FARO LIGHT | O2BA O5BA O8BA | OT2 OT5 OT8 | 26 - 42 26 - 42 26 - 42 | Schwarz/ Camouflage Black/ camouflage | Nubukleder/Textilgewebe Nubuck leather/textile | DryFeet DryFeet | PERPEDES EXTRALIGHT, schwarz PERPEDES EXTRALIGHT, black | BOA | 34 |
|  PORTO LIGHT | O2BB O5BB O8BB | OT2 OT5 OT8 | 26 - 46 26 - 46 26 - 46 | Schwarz Black | Nubukleder/Spaltleder, PU beschichtet Nubuck leather, split leather, PU coated | DryFeet DryFeet | PERPEDES EXTRALIGHT, schwarz PERPEDES EXTRALIGHT, black | BOA | 35 |

* Lieferbar ab Oktober 2018! / Available from October 2018!

HALBSCHUHE SNEAKERS










2-WEITENSYSTEM
2-WIDTHS SYSTEM

| NAME NAME | ART.-NR ART.-NO. | WEITE WIDTH | GRÖSSE SIZE | FARBE COLOR | OBERMATERIAL UPPER | INNENFUTTER LINING | SOHLE SOLE | VERSCHLUSS CLOSURE | SEITE PAGE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
|  NEWPORT LIGHT | OTAN NSAN | OT/OT OS/FO | 26 - 45 26 - 45 | Weiß/Blau White/blue | Glattleder/Glattleder, perforiert Smooth leather/smooth leather, perforated | DryFeet DryFeet | PERPEDES EXTRALIGHT, weiß PERPEDES EXTRALIGHT, white | Schnürung Lacing | 38 |
|  SWANSEA LIGHT | OTAO NSAO | OT/OT OS/FO | 26 - 42 26 - 42 | Weiß/Rosa White/rosa | Glattleder/Nubukleder Smooth leather/nubuck leather | DryFeet DryFeet | PERPEDES EXTRALIGHT, weiß PERPEDES EXTRALIGHT, white | Schnürung Lacing | 38 |
|  COVENTRY LIGHT | OTAT NSAT | OT/OT OS/FO | 26 - 45 26 - 45 | Grau/Weiß Gray/white | Veloursleder Suede | DryFeet DryFeet | PERPEDES EXTRALIGHT, weiß PERPEDES EXTRALIGHT, white | Schnürung Lacing | 39 |
|  MANCHESTER | OT97 NS97 | OT/OT OS/FO | 22 - 45 22 - 45 | Schwarz Black | Glattleder, perforiert Smooth leather, perforated | Leder Leather | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | Schnürung Lacing | 39 |
|  MODENA LIGHT | OTAM NSAM | OT/OT OS/FO | 26 - 45 26 - 45 | Weiß/Grau/ Blau White/gray/ blue | Glattleder/Veloursleder Smooth leather/suede | DryFeet DryFeet | PERPEDES EXTRALIGHT, weiß PERPEDES EXTRALIGHT, white | Klettverschluss Velcro fasteners | 40 |
|  MODENA SALE | OT99 NS99 | OT/OT OS/FO | 20 - 40 20 - 40 | Grau/Weiß/ Blau Gray/white/ blue | Glattleder, perforiert/ Veloursleder Smooth leather, perforated/suede | Leder Leather | TR-Sohle, rot Rubber sole, red | Klettverschluss Velcro fasteners | 40 |
|  ILLINOIS | OT88 NS88 | OT/OT OS/FO | 24 - 45 24 - 45 | Grau/ Schwarz Gray/black | Glattleder Smooth leather | Textil Textile | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 40 |
|  SAN DIEGO LIGHT | OTAD NSAD | OT/OT OS/FO | 26 - 45 26 - 45 | Grau Gray | Veloursleder/Textil- gewebe Suede/textile | Textil Textile | PERPEDES EXTRALIGHT, weiß PERPEDES EXTRALIGHT, white | Schnürung Lacing | 41 |
|  SAN DIEGO SALE | OT17 NS17 | OT/OT OS/FO | 26 - 45 26 - 45 | Grau Gray | Veloursleder/Textil- gewebe suede/textile | Textil Textile | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, weiß EVA-foam with treaded rubber, white | Schnürung Lacing | 41 |
|  SACRAMENTO LIGHT | OT52 NS52 | OT/OT OS/FO | 26 - 45 26 - 45 | Weiß/ Schwarz White/black | Glattleder/Veloursleder Smooth leather/suede | Textil Textile | PERPEDES EXTRALIGHT, weiß PERPEDES EXTRALIGHT, white | Schnürung Lacing | 41 |
|  INDIANA | OT55 NS55 | OT/OT OS/FO | 24 - 40 24 - 40 | Pink Rosa | Glattleder Smooth leather | DryFeet DryFeet | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | Schnürung/Reiß- verschluss Lacing/zippers | 42 |
|  PORTLAND | OT82 NS82 | OT/OT OS/FO | 24 - 45 24 - 45 | Grau/Blau Gray/blue | Veloursleder/Textil- gewebe Suede/textile | DryFeet DryFeet | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | Schnürung/Reiß- verschluss Lacing/zippers | 42 |
|  WASHINGTON | OT56 NS56 | OT/OT OS/FO | 24 - 45 24 - 45 | Schwarz Black | Nubukleder/Spaltleder, PU beschichtet Nubuck leather/split leather, PU coated | DryFeet DryFeet | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | Schnürung/Reiß- verschluss Lacing/zippers | 43 |

| NAME NAME | ART-NR ART-NO. | WEITE WIDTH | GRÖSSE SIZE | FARBE COLOR | OBERMATERIAL UPPER | INNENFUTTER LINING | SOHLE SOLE | VERSCHLUSS CLOSURE | SEITE PAGE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|  | OT81 NS81 | OT/OT OS/FO | 22 - 38 22 - 38 | Rosa/Weiß Rosa/white | Glattleder/Nubukleder Smooth leather/nubuck leather | Textil Textile | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 44 |
|  | OT94 NS94 | OT/OT OS/FO | 22 - 40 22 - 40 | Schwarz/ Weiß Black/white | Glattleder, perforiert/ Nubukleder Smooth leather, perforated/nubuck leather | Textil Textile | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 44 |
|  | OT98 NS98 | OT/OT OS/FO | 22 - 40 24 - 40 | Blau Blue | Nappaleder/Nubukleder Nappa leather/nubuck leather | Textil Textile | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 45 |
|  | OT96 NS96 | OT/OT OS/FO | 22 - 45 22 - 45 | Schwarz Black | Glattleder, perforiert/ Nubukleder Smooth leather, perforated/nubuck leather | Textil Textile | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 45 |














HALBSCHUHE SNEAKERS

3-WEITENSYSTEM 3-WIDTHS SYSTEM

| NAME NAME | ART-NR ART-NO. | WEITE WIDTH | GRÖSSE SIZE | FARBE COLOR | OBERMATERIAL UPPER | INNENFUTTER LINING | SOHLE SOLE | VERSCHLUSS CLOSURE | SEITE PAGE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|  | O2AJ O5AJ O8AJ | OT2 OT5 OT8 | 20 - 35 20 - 35 25 - 35 | Blau Blue | Glattleder Smooth leather | DryFeet DryFeet | PERPEDES EXTRALIGHT, weiss PERPEDES EXTRALIGHT, white | Klettverschluss Velcro fasteners | 46 |
|  SALE | O213 O513 O813 | OT2 OT5 OT8 | 20 - 35 20 - 35 25 - 35 | Blau Blue | Glattleder Smooth leather | DryFeet DryFeet | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 46 |
|  | O253 O553 O853 | OT2 OT5 OT8 | 20 - 35 20 - 35 25 - 35 | Bordeaux Bordeaux | Glattleder/Veloursleder Smooth leather/suede | DryFeet DryFeet | PERPEDES EXTRALIGHT, schwarz PERPEDES EXTRALIGHT, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 47 |
|  | O2AI O5AI O8AI | OT2 OT5 OT8 | 20 - 35 20 - 35 25 - 35 | Grün Green | Glattleder Smooth leather | DryFeet DryFeet | PERPEDES EXTRALIGHT, weiß PERPEDES EXTRALIGHT, white | Klettverschluss Velcro fasteners | 47 |
|  SALE | O216 O516 O816 | OT2 OT5 OT8 | 20 - 35 20 - 35 25 - 35 | Grün Green | Glattleder Smooth leather | DryFeet DryFeet | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 47 |
|  SALE | O212 O512 O812 | OT2 OT5 OT8 | 20 - 35 20 - 35 25 - 35 | Rosa Rosa | Nubukleder/Mesh- Einsätze Nubuck leather/mesh inserts | DryFeet DryFeet | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 47 |
|  | O2AA O5AA O8AA | OT2 OT5 OT8 | 20 - 42 20 - 42 25 - 42 | Schwarz/ Grün Black/green | Glattleder/Glattleder, perforiert Smooth leather/smooth leather, perforated | DryFeet DryFeet | PERPEDES EXTRALIGHT, schwarz PERPEDES EXTRALIGHT, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 48 |
|  | O211 O511 O811 | OT2 OT5 OT8 | 36 - 48 36 - 48 36 - 48 | Schwarz/ Grün Black/green | Glattleder/perforiertes Leder Smooth leather/leather, perforated | Textil Textile | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 49 |
|  SALE | O211 O511 O811 | OT2 OT5 OT8 | 20 - 35 20 - 35 25 - 35 | Schwarz/ Grün Black/green | Glattleder/perforiertes Leder Smooth leather/leather, perforated | Textil Textile | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 49 |






SANDALEN SANDALS

2-WEITENSYSTEM
2-WIDTHS SYSTEM

| NAME NAME | ART.-NR ART-NO. | WEITE WIDTH | GRÖSSE SIZE | FARBE COLOR | OBERMATERIAL UPPER | INNENFUTTER LINING | SOHLE SOLE | VERSCHLUSS CLOSURE | SEITE PAGE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|  ANCONA | OTAS NSAS | OT/OT OS/FO | 24 - 45 24 - 42 | Warmes Grau Warm gray | Glattleder Smooth leather | DryFeet DryFeet | EVA-Sohle, schwarz EVA-foam, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 52 |
|  SAFARI | OT21 NS21 | OT/OT OS/FO | 20 - 45 18 - 40 | Braun/ Schwarz Brown/black | Nubukleder Nubuck leather | Leder Leather | EVA-Sohle, schwarz EVA-foam, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 52 |
|  OLBIA | OTAP NSAP | OT/OT OS/FO | 24 - 42 24 - 42 | Bordeaux/ Rosa Bordeaux/ rosa | Glattleder Smooth leather | DryFeet DryFeet | EVA-Sohle, schwarz EVA-foam, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 52 |
|  GENUA | OT34 NS34 | OT/OT OS/FO | 20 - 40 18 - 40 | Rot/Beige Red/beige | Glattleder/Nubukleder Smooth leather/nubuck leather | Leder Leather | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, beige EVA-foam with treaded rubber, beige | Klettverschluss Velcro fasteners | 53 |
|  BERGAMO | OT68 NS68 | OT/OT OS/FO | 20 - 45 18 - 45 | Braun Brown | Nubukleder Nubuck leather | Leder Leather | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, beige EVA-foam with treaded rubber, beige | Klettverschluss Velcro fasteners | 53 |
|  BIBIONE | OT67 NS67 | OT/OT OS/FO | 20 - 40 18 - 40 | Beige/Rosa Beige/rosa | Glattleder Smooth leather | Leder Leather | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, beige EVA-foam with treaded rubber, beige | Klettverschluss Velcro fasteners | 53 |
|  COMO CAMO | OT63 NS63 | OT/OT OS/FO | 24 - 45 24 - 45 | Braun/ Schwarz Brown/black | Nubukleder Nubuck leather | Textil Textile | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 54 |
|  MILANO 2 | OT64 NS64 | OT/OT OS/FO | 24 - 40 22 - 40 | Beige/Rosa Beige/rosa | Glattleder/Mesh-Einsätze Smooth leather/Mesh inserts | DryFeet DryFeet | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, beige EVA-foam with treaded rubber, beige | Klettverschluss Velcro fasteners | 55 |
|  BARI | OT66 NS66 | OT/OT OS/FO | 22 - 38 22 - 38 | Blau/Grau Blue/gray | Nubukleder/Mesh- Einsätze Nubuck leather/mesh inserts | Textil Textile | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 55 |
|  KOS  | OT15 NS14 | OT/OT OS/FO | 20 - 40 20 - 40 | Blau/ Schwarz Blue/gray | Nubukleder Nubuck leather | Textil Textile | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 54 |
|  RAVENNA  | OT62 NS62 | OT/OT OS/FO | 20 - 40 20 - 40 | Rot/Rosa Red/rosa | Nubukleder Nubuck leather | Textil Textile | TR-Sohle, rot Rubber sole, red | Klettverschluss Velcro fasteners | 54 |

SANDALEN SANDALS

3-WEITENSYSTEM
3-WIDTHS SYSTEM

| NAME NAME | ART.-NR ART-NO. | WEITE WIDTH | GRÖSSE SIZE | FARBE COLOR | OBERMATERIAL UPPER | INNENFUTTER LINING | SOHLE SOLE | VERSCHLUSS CLOSURE | SEITE PAGE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| RAVENNA LIGHT  | O2AR O5AR | OT2 OT5 | 20 - 42 20 - 42 | Rot Red | Glattleder Smooth leather | DryFeet DryFeet | PERPEDES EXTRALIGHT, weiß PERPEDES EXTRALIGHT, white | Klettverschluss Velcro fasteners | 56 |
| FLORIDA LIGHT  | O2AL O5AL O8AL | OT2 OT5 OT8 | 20 - 42 20 - 42 25 - 42 | Pink Pink | Glattleder Smooth leather | DryFeet DryFeet | PERPEDES EXTRALIGHT, weiß PERPEDES EXTRALIGHT, white | Klettverschluss Velcro fasteners | 57 |
| FLORIDA  | O219 O519 O819 | OT2 OT5 OT8 | 20 - 42 20 - 42 25 - 42 | Pink Pink | Glattleder Smooth leather | DryFeet DryFeet | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 57 |
| TEXAS LIGHT  | O2AK O5AK O8AK | OT2 OT5 OT8 | 20 - 42 20 - 42 25 - 42 | Warmes Grau Warm gray | Glattleder Smooth leather | DryFeet DryFeet | PERPEDES EXTRALIGHT, schwarz PERPEDES EXTRALIGHT, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 57 |
| TEXAS  | O220 O520 O820 | OT2 OT5 OT8 | 20 - 42 20 - 42 25 - 42 | Warmes Grau Warm gray | Nubukleder Nubuck leather | DryFeet DryFeet | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 57 |

OT/OT ORTHESE / AFOs/DAFOs

OS/FO ORTHESE SCHMAL / FOOT ORTHOTICS

AV/AV ANTIVARUS / ANTIVARUS

NT/NT NEUTRAL / NEUTRAL



WARM GEFÜTTERT / WARM LINING



LAGERABVERKAUF / CLEARANCE SALE



NEUHEIT / NEW ARRIVAL



LIEFERBAR AB OKTOBER 2018 / AVAILABLE FROM OCTOBER 2018




ALLE MODELLE
SIND AUCH
**UNPAARIG
BESTELLBAR**

ALL STYLES CAN
BE ORDERED
UNPAIRED

ANTIVARUSSCHUHE / ANTIVARUS SHOES

HALBSTIEFEL GEFÜTTERT ANKLE BOOTS, WARM LINING



| NAME NAME | ART.-NR ART-NO. | WEITE WIDTH | GRÖSSE SIZE | FARBE COLOR | OBERMATERIAL UPPER | INNENFUTTER LINING | SOHLE SOLE | VERSCHLUSS CLOSURE | SEITE PAGE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|  OSLO NEW | AFAU NTAU | AV/AV NT/NT | 20 - 40 20 - 42 | Pink Rosa | Nubukleder, gefettet Nubuck leather, greased | Lammfell Lambskin lining | TR-Sohle, schwarz Rubber sole, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 08 |
|  HELSINKI SALE | AF47 NT47 | AV/AV NT/NT | 20 - 40 20 - 45 | Braun Brown | Nubukleder Nubuck leather | Lammfell Lambskin lining | TR-Sohle, schwarz Rubber sole, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 09 |
|  BERGEN SALE | AF48 NT48 | AV/AV NT/NT | 20 - 40 20 - 45 | Schwarz Black | Nubukleder, wasserabweisend Nubuck leather, water-repellent | Lammfell Lambskin lining | TR-Sohle, grau Rubber sole, grau | Klettverschluss Velcro fasteners | 09 |

HALBSTIEFEL ANKLE BOOTS

| NAME NAME | ART.-NR ART-NO. | WEITE WIDTH | GRÖSSE SIZE | FARBE COLOR | OBERMATERIAL UPPER | INNENFUTTER LINING | SOHLE SOLE | VERSCHLUSS CLOSURE | SEITE PAGE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|  WIEN SALE | AV54 NT54 | AV/AV NT/NT | 20 - 38 20 - 40 | Braun/ Schwarz Brown/black | Nubukleder, gefettet Nubuck leather, greased | Leder Leather | EVA-Sohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 16 |
|  OXFORD SALE | AV58 | AV/AV | 20 - 40 | Braun Brown | Nubukleder, gefettet Nubuck leather, greased | Leder Leather | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, beige EVA-foam with treaded rubber, beige | Klettverschluss Velcro fasteners | 16 |

OT/OT ORTHESE / AFOs/DAFOs

OS/FO ORTHESE SCHMAL / FOOT ORTHOTICS

AV/AV ANTIVARUS / ANTIVARUS

NT/NT NEUTRAL / NEUTRAL

 WARM GEFÜTTERT / WARM LINING

SALE LAGERABVERKAUF / CLEARANCE SALE







NEW NEUHEIT / NEW ARRIVAL

* LIEFERBAR AB OKTOBER 2018 / AVAILABLE FROM OCTOBER 2018

HALBSCHUHE SNEAKERS

| NAME NAME | ART.-NR ART-NO. | WEITE WIDTH | GRÖSSE SIZE | FARBE COLOR | OBERMATERIAL UPPER | INNENFUTTER LINING | SOHLE SOLE | VERSCHLUSS CLOSURE | SEITE PAGE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| MANCHESTER  | AV97 NT97 | AV/AV NT/NT | 22 - 40 22 - 45 | Schwarz Black | Glattleder, perforiert Smooth leather, perforated | Leder Leather | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | Schnürung Lacing | 39 |
| VENICE 2  | AV81 NT81 | AV/AV NT/NT | 22 - 38 22 - 38 | Rosa/weiß Rosa/white | Glattleder/Nubukleder Smooth leather/nubuck leather | Textil Textile | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 44 |
| RIVA 2  | AV94 NT94 | AV/AV NT/NT | 22 - 40 22 - 40 | Schwarz/ weiß Black/white | Glattleder, perforiert/ Nubukleder Smooth leather, perforated/nubuck leather | Textil Textile | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 44 |
| SAN REMO  | AV96 NT96 | AV/AV NT/NT | 22 - 40 22 - 45 | Schwarz Black | Glattleder, perforiert/ Nubukleder Smooth leather, perforated/nubuck leather | Textil Textile | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 45 |

SANDALEN SANDALS

| NAME NAME | ART.-NR ART-NO. | WEITE WIDTH | GRÖSSE SIZE | FARBE COLOR | OBERMATERIAL UPPER | INNENFUTTER LINING | SOHLE SOLE | VERSCHLUSS CLOSURE | SEITE PAGE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| SAFARI  | AV21 NT21 | AV/AV NT/NT | 18 - 38 18 - 40 | Braun/ Schwarz Brown/black | Nubukleder nubuck leather | Leder Leather | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 52 |
| GENUA  | AV34 NT34 | AV/AV NT/NT | 18 - 40 18 - 40 | Rot/Beige Red/beige | Glattleder/Nubukleder Smooth leather/nubuck leather | Leder Leather | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, beige EVA-foam with treaded rubber, beige | Klettverschluss Velcro fasteners | 53 |
| BERGAMO  | AV68 NT68 | AV/AV NT/NT | 18 - 40 18 - 45 | Braun Brown | Nubukleder Nubuck leather | Leder Leather | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, beige EVA-foam with treaded rubber, beige | Klettverschluss Velcro fasteners | 53 |
| COMO CAMO  | AV63 NT63 | AV/AV NT/NT | 24 - 40 24 - 45 | Braun/ Schwarz Brown/black | Nubukleder Nubuck leather | Textil Textile | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 54 |
| MILANO 2  | AV64 NT64 | AV/AV NT/NT | 22 - 40 22 - 40 | Beige/Rosa Beige/rosa | Glattleder/Mesh-Einsätze Smooth leather/mesh inserts | DryFeet DryFeet | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, beige EVA-foam with treaded rubber, beige | Klettverschluss Velcro fasteners | 55 |
| KOS  | AV14 NT14 | AV/AV NT/NT | 20 - 38 20 - 40 | Blau/ Schwarz Blue/gray | Nubukleder Nubuck leather | Textil Textile | EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz EVA-foam with treaded rubber, black | Klettverschluss Velcro fasteners | 54 |



WIR SIND FÜR SIE DA!
MO. - DO. 08.00 - 17.30 UHR
FR. 08.00 - 16.00 UHR
T: +49 (0)7021 / 738 30 - 0
info@perpedes.de

PLEASE CONTACT US:
MON - THU: 8.00 AM - 5.30 PM
FRI: 8.00 AM - 4.00 PM
T: +49 (0)7021 / 738 30 - 0
info@perpedes.de

WWW.PERPEDES.DE

Bestellung und Beratung:
Mo - Do: 8.00 Uhr - 17.30 Uhr
Fr: 8.00 Uhr - 16.00 Uhr
T: +49 (0)7021 738 30-0
F: +49 (0)7021 73830-298
info@perpedes.de

Order and Support:
Mon - Thu: 8.00 am - 5.30 pm
Fri: 8.00 am - 4.00 pm
T: +49 (0)7021 738 30-0
F: +49 (0)7026 738 30-298
info@perpedes.de

Adresse für Rücksendungen/
Return address:
Perpedes GmbH
Tannenbergr. 139
D-73230 Kirchheim/Teck
Germany

Schutzgebühr/
Nominal charge: 5,00 €